

SKINERA™

Beautify your world

MICRODERMABRASION



- (EN) User Manual
- (DE) Bedienungsanleitung
- (FR) Mode d'emploi
- (NL) Gebruiksaanwijzing
- (ES) Manuale de usuario
- (IT) Manuale operativo

EN

DE

FR

NL

ES

IT

Table of contents

Get to know your Skinera Microdermabrasion	3
Contraindications & warnings	4
Do not use Skinera Microdermabrasion if:	7
What to expect with Skinera Microdermabrasion	7
Possible side effects.....	7
Before your first treatment	8
Get started!.....	10
Maintenance and storage	11
Spare parts and consumables	12
Troubleshooting.....	12
Customer service.....	13
Warranty	14
Disposal	17
Specifications	17
Signs and symbols.....	18

Get to know your Skinera Microdermabrasion

Skinera Microdermabrasion is an electrical device. As such, it should be used with special attention to safety. Before using the device for the first time, be sure to read all warnings, contraindications and safety precautions. It is important that you read and understand the instructions on how to use the device including after-use procedures, and follow them strictly. We recommend you refamiliarise yourself with the instructions before treatment.

Package contents

Your Skinera Microdermabrasion package includes these items:

- 1x Skinera Microdermabrasion device
- 1x Pack of filters
- 2x Treatment tips (Fine and Coarse)
- Spare rubber caps
- AC/DC adapter with cable
- User manual

Device description

Skinera Microdermabrasion is a dual-action therapy device designed for home use. It combines microdermabrasion exfoliation and vacuum stimulation of the skin.

Microdermabrasion exfoliation

- Gentle, non-abrasive exfoliation to allow for smoother, fresher skin.
- Helps improve skin tone, texture and elasticity.
- Helps reduce the appearance of age spots.
- Helps reduce the appearance of fine lines around the eyes.

Vacuum stimulation

- Helps stimulate for smoother, more youthful looking skin.
- Brings some impurities to the surface.
- Collects the dead skin cells for disposal.

The device has a treatment tip (#1), rubber cap (#2), filter (#3), control button (#4), device socket (#5), and an adapter with cable (#6). Refer to the diagram at the front of this manual to see the location of each feature on the device.

Intended use

Skinera Microdermabrasion is an over the counter device intended for the exfoliation of the skin's upper layer, for a fresher appearance. It is intended for the treatment of:

- Ageing skin of the face, neck and hands
- Fine facial lines
- Skin discolouration
- Dark spots and shallow scars
- Dull and sun-damaged skin

The device is intended for self-treatment at home. Do not use for any purpose other than as described in this manual.

Contraindications & warnings

Be sure to read this section carefully and take note of the warnings and contraindications.



This device must not be used by: children, people under the age of 16, those with limited physical, sensory or psychological capacities, or

people lacking experience or knowledge in how to use the device. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

Do not use Skinera Microdermabrasion if you have:



- Rosacea.
- Poorly controlled endocrine disorders, such as diabetes and thyroid conditions.
- Abnormal skin conditions caused by diabetes, systemic or other metabolic diseases.
- Received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months, or have areas of potential skin malignancies.
- Used physician-prescribed drugs on your skin within the past 6 months.
- Any other condition which, in the opinion of your physician or dermatologist, would make it unsafe for you to be treated.

Do not treat areas that have:



- Active eczema, psoriasis, lesions, open wounds or infections (cold sores), moles or warts, abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for example).
- A history of herpes outbreaks.
- Traumatized or injured skin.
- Had recent exposure to the sun without protection (wait 1 day); for tanned or sunburnt skin, wait 3 days.

Additional warnings



- Do not use on nipples or genitals.
- Recommended use is no more than twice a week.
- Use the low suction mode if you experience any discomfort.
- Stop use immediately if your skin is very red.
- Remove all jewellery before treatments.
- Protect your skin with SPF 30 or higher if you expose your skin to the sun after a treatment.
- Always ensure that your hands and skin are dry before operating the device or touching the adapter plug.
- Keep your device away from water or liquids! Do not use near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Do not place or store the device where it can fall, be pushed or placed anywhere near water or any other liquid. There is a risk of electrocution. Unplug immediately and do not reuse.
- Never leave the device unattended when plugged into an outlet. Keep the AC/DC adapter accessible at all times, so it can be removed from the socket easily in case of emergency. Unplug the device immediately after use.
- Do not carry the device by the AC/DC adapter cable.
- If the device malfunctions, unplug immediately.
- Do not attempt to modify, open or repair your Skinera Microdermabrasion device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself.

Do not use Skinera Microdermabrasion if:

- The adapter, attachments or accessories are not recommended by Invention Works B.V.
- The device has a damaged cable or plug. Keep the power cable away from heated surfaces.
- You see or smell smoke when it is in use.
- The device is not working properly, or it appears to be damaged.
- The device casing is cracked or coming apart.
- The device has fallen into water.

In such cases, contact our Customer Service.

What to expect with Skinera Microdermabrasion

During a treatment session it is normal to experience or feel:

- **A humming sound from the device:** This is the suction pump working.
- **Some slight redness of the skin:** This should subside within a few hours, or up to one day.



- Stop use immediately if your skin is very red.
- Contact your physician, if you experience any complications.

Possible side effects

If you follow the instructions fully and pay attention to all warnings and contraindications, complications and side effects are uncommon. All cosmetic procedures, including those designed for home use, involve some degree of risk. Therefore, it is important that you understand and accept the risks and complications that may occur.

Adverse reaction	Risk
<p>Skin redness</p> <p>You may experience dilation of the superficial blood capillaries. This may result in some redness for a few days. Additionally, some capillaries may present red spots that will also subside with time. In such cases, immediately.</p>	Minor
<p>Bruising</p> <p>You may experience slight bruising which should disappear after 2-3 days.</p>	Minor

Consult your physician if you experience any persistent symptoms.

Before your first treatment

To use your Skinera Microdermabrasion, follow these steps:

1. Remove the device and other components from the box.
2. Plug the adapter cable into the device socket and plug the adapter into an electrical outlet.
3. Review the recommendations on how to use Skinera Microdermabrasion on different treatment areas.

Treatment areas

We recommend that you start with the low suction mode and move to the high mode after a few uses. If you have any discomfort, work the treatment area in low suction mode.

Treatment area	Recommendations
Forehead, cheeks and chin	Move the device over your skin from the centre outwards and towards the hairline.

Eyes and nose	<p>Use short upward strokes for the area around your eyebrows. Avoid the eyelids.</p> <p>For the nose area, use straight downward strokes following the curve of the nose and the contour of the cheekbones.</p>
Neck	Use smooth, downward strokes and work the whole of the neck area.



To start with, you may work each area 2-4 times. When your skin is used to the treatment, you may increase to 4-6 passes.


Skinera Microdermabrasion's Fine and Coarse tips

The device has two treatment tips. We recommend that you start with the Fine tip.

- Use the Fine tip for general treatment or delicate finishing.
- Use the Coarse tip for heavy duty exfoliation.

To change tips:

1. Make sure the device is not connected to an electrical outlet.
2. Remove the current tip (#1) from the device and replace with the other tip. Make sure the tip is firmly in place before use.



Get started!

You're on your way to a fresher, smoother skin! Treating with Skinera Microdermabrasion is easy. Just follow these steps for each area you wish to treat. A total treatment should take around 5 minutes.

Recommended precautions

- Before you treat an area for the first time, do a spot test on a small area of skin. If you have no adverse reaction, go ahead and treat that area.
- Use the low suction mode for your first 2-3 treatments.
- We recommend you do not use the device more than twice a week.



- Stop immediately if you feel any discomfort.

Treatment steps

1. Make sure your skin is clean, dry and free from powder, cream or gel.
2. Make sure that the rubber cap (#2), filter (#3), and tip (#1) are firmly in place. For your first few treatments, be sure to use the Fine tip.
3. Press the control button (#4) to turn on the device. Your Skinera Microdermabrasion is ready for use in low suction mode.
4. Apply the tip firmly to your skin so that you feel the suction.
5. Work each area as recommended in section "Treatment areas".
6. To move from low to high suction mode, press the control button again.
7. To switch off the device after treatment, short press the control button once or twice, depending on which suction mode you are in.
8. Unplug the device and store Skinera Microdermabrasion in its original box. Please refer to section "Maintenance and storage".

After treatment

- Avoid direct sunlight immediately after treatment, and apply sun factor SPF 30 or higher.
- You may wish to apply a facial mask, or apply a day or night cream.

Maintenance and storage

It is important to clean your Skinera Microdermabrasion device and store it properly after each treatment.

- First, unplug the device.
- To clean the device, wipe with a clean, dry cloth. Use a cleaning fluid with no more than 70% alcohol, or another non-abrasive cleaning fluid. Never use acetone or other abrasive fluids, because they will damage your device.
- To clean the tip, first remove it from the device, wash with soap and water, then dry thoroughly.
- To clean the filter, first remove it from the device, brush away any debris using a soft brush, and place it back on the device.
- After cleaning, we recommend you store the device in its original box.
- With the exception of the tips, never immerse your Skinera Microdermabrasion in water.


Replacing the filter

The filter needs cleaning or replacing due to the build-up of discarded skin. We recommend that you do this every few treatments.

To replace the filter:

1. Remove the tip from the device. You will then see the rubber cap and the small black filter.

2. Remove the rubber cap (#2), and then remove the filter (#3).
3. To clean the filter, brush off any debris, then place it back on the device. To change a filter, remove the current filter and insert a new one.
4. Place the rubber cap back into position, then put the tip back on the device, making sure that it is firmly connected.



Replacing the tip

We recommend that you replace the tip every six months, or earlier if the abrasive end of the tip is damaged.

Spare parts and consumables

You can order more filters and tips from our website: www.inno-webshop.com. For replacement rubber caps or AC/DC adapters, please contact our Customer Service.

Troubleshooting

Do not attempt to open or repair your Skinera Microdermabrasion. You may expose yourself to dangerous electrical components and cause serious harm to yourself. It will also void the warranty.

Problem	Checks
My Skinera Microdermabrasion does not start.	Make sure the adapter is properly connected to the device, that it is plugged into an electrical outlet and that you have pressed the control button.
I don't feel any suction when the device touches my skin.	Make sure the device is on, and check that the filter, rubber cap and tip are placed on the device correctly.

Only authorized personnel are permitted to perform repairs. For problems or queries, please contact our Customer Service.



- If the device fails, unplug immediately.

Customer service

See our website for more information: www.skinera.eu. This manual is also available as a PDF download from the website.

Contact Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device. Our contact details are:

Country	Service number	Email
UK	0800-3586048	info@skinera.eu
Germany	04473-3270450	info@skinera.eu
France	0800-941298	info@skinera.eu

Netherlands	0900-0400492	info@skinera.eu
Spain	807001725	info@skinera.eu
Italy	-	info@skinera.eu

Warranty

What Does This Warranty Cover? Invention Works B.V., its applicable affiliates (hereinafter: Invention Works B.V.) or the authorized dealer from whom you purchased your Skinera™ product (hereinafter: the Device) shall repair or replace the Device, if any material defects caused by Invention Works B.V. are discovered in the Device during the warranty period, whether in the body of the Device or its operation.

Who is entitled to warranty by virtue of this warranty certificate?

Only you, the original buyer of the Device who purchased the Device from Invention Works B.V. or its authorized dealers, are entitled to receive the warranty specified in this warranty certificate. In order to be entitled to the warranty service, you need to provide a proof that you are the original buyer of the Device by presenting an original receipt for purchase of the Device. This warranty is not an international warranty. The warranty will only be honoured in the country in which the authorized dealer or the Invention Works B.V. entity from whom you purchased the Device, are located.

What period does this warranty certificate cover? The warranty covers repair requests received within one year (1) from the Device's original purchase date. Repair requests after one year (1) from the date of purchase are not covered by this certificate of warranty. Repair requests regarding a Device that was repaired or replaced must be submitted no later than: (a) one year (1) from the original purchase date of the Device or (b) ninety (90) days from the date that the repaired

or replaced Device was returned to you, the later to occur. If a sticker is attached to your Device stating a warranty period longer than that indicated above, the warranty period mentioned on the sticker will apply, and the Device will be repaired or replaced as part of the warranty until such period expires.

If you purchased the Device in an EU country, you have an additional year (according to the EU-Directive 1999/44) to claim for deficiencies or malfunctioning of your Device, which were present at the time of purchase, but were not apparent then, as determined by Invention Works B.V. or the authorized dealer. In order to make this extended warranty effective you must contact the authorized dealer from whom you purchased the Device or the local service center and notify them about the production fault immediately, and no later than 60 days after detecting the fault.

How to get service for the warranty? For further instructions how to obtain warranty service and for contact details of the service centres close to you, visit www.skinera.eu, or email info@skinera.eu.

When asking for customer services you may be asked to fill in a form for returning the product and you shall receive a reference number. In case of a defect that is not covered by the warranty for whatever reason, Invention Works B.V. can charge you for the shipping and repair costs if you agreed to repair the Device at your expense."

What is not covered by this certificate of warranty? This warranty does not cover any damage resulting from an accident, misuse (including using the Device other than as described in the use instructions accompanying the Device), defective use, lack of reasonable care, irregular and unreasonable use including without limitation commercial or professional use, adding parts not

supplied together with the Device, losing parts, using unauthorized spare parts or exposing the Device to any electrical current other than the indicated current. The warranty will be cancelled if the Device was treated by anyone not authorized by Invention Works B.V. and Invention Works B.V. will not be liable for any damage resulting from repairs performed by anyone not authorized by Invention Works B.V. The warranty does not include replacing used non-durable parts

WARRANTY DISCLAIMER THE EXPRESS. WARRANTY SET FORTH IN THIS DOCUMENT IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THIS WARRANTY IS THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY DEFECT OF THE DEVICE.

LIMITATIONS. IN NO EVENT SHALL INVENTION WORKS B.V., ITS AFFILIATES OR AUTHORIZED DEALERS, BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE OR CHARGES FOR SUBSTITUTE EQUIPMENT), REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN THE EVENT THAT THE REMEDIES SET FORTH IN THIS WARRANTY ARE HELD TO FAIL OF THEIR ESSENTIAL PURPOSE OR IF INVENTION WORKS B.V., ITS AFFILIATES OR AUTHORIZED DEALERS ARE HELD TO BE LIABLE FOR DAMAGES ON THE BASIS OF ANY LEGAL THEORY, IN NO EVENT SHALL INVENTION WORKS B.V., ITS AFFILIATES OR AUTHORIZED DEALERS, LIABILITY FOR DAMAGES EXCEED THE WHOLESALE PRICE OF A SINGLE UNIT OF THE DEVICE AS OF THE DATE THAT THE CAUSE OF ACTION ACCRUES. YOU ASSUME ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE OR INJURY TO YOU

AND YOUR PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE OR MISUSE OF, OR INABILITY TO USE, THE DEVICE EXCEPT TO THE EXTENT CAUSED DIRECTLY BY THE NEGLIGENCE OF INVENTION WORKS B.V.

Disposal




Help protect the environment. Do not dispose with household waste and be sure to follow your country's laws for the disposal of electrical items.

Specifications

Model no.	IN4501
Technology	Air vacuum filling tip
Input power	12 V DC, 0.5 A
System weight	110 gm
Transport & storage between uses and storage condition	Temperature: -40°C to +70°C Relative humidity: 10% to 90% Atmospheric pressure: 500 to 1060 hPa
Operating conditions	Temperature: 10°C to 35°C Relative humidity: 30% to 75% Atmospheric pressure: 700 to 1060 hPa
Adapter models and rating	SAW12-050-2100XX XX Refer to plug type Input: 100-240VAC, 50-60 Hz, 0.5A Output: 12V, 0.5A

Expected service life of the equipment	3 years
Compliance	LVD: 2006/95/EC and 2014/35/EU EMC: 2004/108/EC and 2014/30/EU Directive 2011/65/EC RoHS REACH regulation EC No. 1907/2006

Signs and symbols

 Products marked with this symbol fulfil the requirements of the EU Directives.



Class III. The appliance is supplied from an extra-low voltage power source.



For indoor use only.



Do not use in wet environments.



Do not dispose with household waste. Dispose in accordance with your country's laws and help protect the environment. In accordance with the WEEE Directive.

Copyright © 2017 Invention Works B.V.
All rights reserved.

Invention Works B.V. reserves the right to modify its products or product specifications in order to improve their performance, reliability or manufacturability.

Inhaltsverzeichnis

Lernen Sie Ihr Skinera Mikrodermabrasion kennen	20
Gegenanzeigen und Warnungen	22
Verwenden Sie Skinera Mikrodermabrasion nicht, wenn:	24
Lernen Sie Ihr Skinera Mikrodermabrasion kennen	25
Mögliche Nebenwirkungen	25
Vor Ihrer ersten Behandlung.....	26
Legen Sie los!.....	28
Wartung und Lagerung	30
Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien	31
Fehlerbehebung.....	31
Kundenservice	32
Garantie.....	33
Entsorgung.....	37
Technische Daten.....	37
Zeichenerklärung.....	38

Lernen Sie Ihr Skinera Mikrodermabrasion kennen

DE

Skinera Mikrodermabrasion ist ein Elektrogerät. Bei seinem Gebrauch sollte besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts unbedingt alle Warnungen, Gegenanzeigen und Sicherheitsvorkehrungen lesen. Es ist sehr wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung einschließlich Informationen zur Folgebehandlungen lesen und verstehen und sich streng danach richten. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Behandlung noch einmal mit der Bedienungsanleitung vertraut zu machen.

Packungsinhalt

Ihre Skinera Mikrodermabrasion-Packung enthält Folgendes.

- 1 x Mikrodermabrasionsgerät
- 1 x Packung mit Filtern
- 2 x Behandlungsaufsätze (Fein und Grob)
- Ersatzgummikappen
- AC/DC-Adapter mit Kabel
- Bedienungsanleitung

Gerätebeschreibung

Skinera Mikrodermabrasion ist ein Therapiegerät mit zweifachem Wirkungsmechanismus, das speziell für den häuslichen Gebrauch entwickelt wurde. Es bietet zwei Funktionen für die Hautbehandlung: Mikrodermabrasion und Vakuumstimulation.

Mikrodermabrasion

- Schonende, nicht scheuernde Exfoliation für eine glattere, frischere Haut.
- Verbessert die Farbe, Beschaffenheit und Elastizität der Haut.
- Reduziert Altersflecken.
- Reduziert feine Linien rund um die Augen.

Vakuumstimulation

- Stimulation für eine glattere, jünger aussehende Haut.
- Unreinheiten werden an die Oberfläche befördert.
- Abgestorbene Hautzellen werden entfernt und aufgesammelt.

Das Gerät beinhaltet folgende Komponenten: Behandlungsaufsatz (#1), Gummikappe (#2), Filter (#3), Kontrolltaste (#4), Gerätesockel (#5) und Adapter mit Kabel (#6). Sehen Sie sich das Schaubild auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung an, um die Position sämtlicher Bestandteile Ihres Geräts zu sehen.

Anwendungszweck

Skinera Mikrodermabrasion ist ein Gerät, das zur Exfoliation der obersten Hautschicht für eine frischere Hautbeschaffenheit eingesetzt wird. Es ist bestimmt zur Behandlung von:

- Alternde Haut im Gesicht, am Nacken und an den Händen
- Feine Gesichtslinien
- Hautverfärbungen
- Dunkle Flecken und kleine Narben
- Fahle und sonnengeschädigte Haut

Das Gerät ist zur selbständigen Anwendung zu Hause bestimmt. Jede andere Verwendung als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene ist nicht zulässig.

Gegenanzeigen und Warnungen

DE

Lesen Sie diesen Abschnitt unbedingt sorgfältig durch und beachten Sie die Warnungen und Gegenanzeigen.



Die folgenden Personengruppen dürfen das Gerät nicht verwenden: Kinder, Personen unter 16 Jahren, Erwachsene mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und Personen, die über keine ausreichende Erfahrung im Umgang mit dem Gerät verfügen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Verwenden Sie Skinera Mikrodermabrasion nicht, bei:



- Rosazea.
- Unzureichend kontrollierte Hormonstörungen wie Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen.
- Krankhafte Hautzustände durch Diabetes, systemische Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen.
- Durchführung einer Strahlen- oder Chemotherapie in den letzten drei Monaten, oder Körperstellen mit potenziellen bösartigen Hauttumoren.
- Anwendung von ärztlich verschriebenen Arzneimitteln auf der Haut in den letzten sechs Monaten.
- Sonstige Erkrankung, welche die Behandlung für Sie aus Sicht Ihres Arztes bzw. Hautarztes unsicher machen würde.

Keine Behandlung der Hautflächen bei:



- Aktive Hautausschläge, Schuppenflechte, Läsionen, offene Wunden oder Infektionen (Fieberbläschen), Leberflecken oder Warzen, krankhafte Hautzustände durch systemische Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen (zum Beispiel Diabetes).
- Vorgeschichte von Herpesausbrüchen.
- Verletzte Haut.
- Kürzliches Sonnenbad ohne Schutz (1 Tag warten), auf sonnengebräunter Haut 3 Tage warten.

Zusätzliche Warnungen



- Brustwarzen oder Genitalien dürfen nicht behandelt werden.
- Empfohlene Häufigkeit der Anwendung: maximal zweimal pro Woche.
- Verwenden Sie eine niedrigere Saugstufe, falls irgendwelche Beschwerden auftreten.
- Brechen Sie die Anwendung sofort ab, falls Ihre Haut sehr rot ist.
- Nehmen Sie allen Schmuck vor der Behandlung ab.
- Schützen Sie Ihre Haut mit LSF 30 und höher, wenn Sie nach der Behandlung Ihre Haut der Sonne aussetzen.
- Achten Sie immer darauf, dass Ihre Hände und die Haut trocken sind, bevor Sie das Gerät bedienen oder den Adapterstecker anfassen.
- Halten Sie Ihr Gerät fern von Wasser oder Flüssigkeiten. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen,

Waschbecken oder anderen Wasserbehältern. Stellen bzw. bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es ins Wasser fallen, gestoßen werden oder in Wassernähe oder in die Nähe anderer Flüssigkeiten gelangen kann. An diesen Stellen besteht Stromschlagrisiko. Ziehen Sie sofort den Netzstecker und verwenden Sie das Gerät nicht.

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist. Der AC/DC-Adapter muss jederzeit zugänglich sein, so dass er im Notfall schnell und einfach von der Dose entfernt werden kann. Stecken Sie das Gerät sofort nach dem Gebrauch aus.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel des AC/DC Adapters.
- Sollte das Gerät nicht richtig funktionieren, sofort ausstecken.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Skinera Mikrodermabrasion zu modifizieren, zu öffnen oder zu reparieren. Sie könnten sich der Gefahr durch elektrische Einzelteile aussetzen und sich ernsthafte Schäden zufügen.

Verwenden Sie Skinera Mikrodermabrasion nicht, wenn:

- Der Adapter, Anschlüsse oder Zubehörteile nicht von Invention Works B.V. empfohlen werden.
- Ein Kabel oder Stecker beschädigt ist. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Es im Gebrauch zu Rauchentwicklung kommt oder falls Sie

Rauch riechen.

- Das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder beschädigt zu sein scheint.
- Das Außengehäuse rissig ist oder auseinanderfällt.
- Das Gerät ist ins Wasser gefallen.

Nehmen Sie in diesen Fällen Kontakt zum Skinera-Kundenservice auf.

Lernen Sie Ihr Skinera Mikrodermabrasion kennen

Während einer Behandlung sind die folgenden Erfahrungen oder Gefühle normal:

- **Das Gerät macht ein brummendes Geräusch:** Die Saugpumpe ist im Betrieb.
- **Die Haut ist leicht gerötet:** Dies sollte innerhalb weniger Stunden oder innerhalb eines Tages nachlassen.



- Brechen Sie die Anwendung sofort ab, falls Ihre Haut sehr rot ist.
- Kontaktieren Sie bei jeglichen Komplikationen Ihren Arzt.

Mögliche Nebenwirkungen

Wenn Sie sich durchgehend an die Anweisungen halten und alle Warnungen und Gegenanzeigen beachten, dann sind Komplikationen und Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich. Jede kosmetische Behandlung, einschließlich derjenigen für den Einsatz zu Hause, stellt ein gewisses Risiko dar. Deshalb ist es wichtig, die Risiken und Komplikationen, die auftreten können, zu verstehen und zu akzeptieren.

Negative Auswirkung	Risiko
Rötung der Haut Es kann sein, dass Sie eine Dilatation der oberflächlichen Blutkapillaren feststellen. Deshalb könnte für einige Tage eine Rötung entstehen. Außerdem könnten einige Kapillaren auch rote Flecken zeigen, die im Laufe der Zeit nachlassen. In solchen Fällen diesen Bereich sofort mit kaltem Wasser kühlen.	Gering
Prellungen Sie könnten leichte Prellungen feststellen, welche nach 2-3 Tagen verschwinden sollten.	Gering

Kontaktieren Sie bei anhaltenden Beschwerden Ihren Arzt.

Vor Ihrer ersten Behandlung

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Skinera Mikrodermabrasion zu verwenden:

1. Entnehmen Sie das Gerät und die anderen Komponenten der Verpackung.
2. Stecken Sie das Adapterkabel in den Gerätesockel und schließen Sie den Adapter an eine Stromquelle an.
3. Sehen Sie sich die Empfehlungen zum Gebrauch des Mikrodermabrasion auf verschiedenen Behandlungsbereichen erneut an.

Behandlungsbereiche

Wir empfehlen Ihnen, mit einer niedrigen Saugstufe zu beginnen und nach einigen Malen auf die hohe Stufe umzusteigen.

Falls irgendwelche Beschwerden auftreten, behandeln Sie die Behandlungsbereiche mit einer niedrigen Saugstufe.

Behandlungsbereich	Empfehlungen
Stirn, Wangen und Kinn	Streichen Sie mit dem Gerät von der Mitte nach außen und in Richtung des Haaransatzes über Ihre Haut.
Augen und Nase	Verwenden Sie für den Bereich um Ihre Augenbrauen herum kurze Aufwärtsbewegungen. Lassen Sie die Augenlider aus. Für den Bereich der Nase verwenden Sie gerade Abwärtsbewegungen und folgen Sie der Kurve der Nase und der Kontur der Wangenknochen.
Hals	Verwenden Sie sanfte Abwärtsbewegungen und bearbeiten Sie den gesamten Halsbereich.



Am Anfang können Sie jeden Bereich 2-4 Mal bearbeiten. Wenn Ihre Haut an die Behandlung gewöhnt ist, können Sie auf 4-6 Mal umsteigen.


Mikrodermabrasion feine und grobe Aufsätze

Das Gerät verfügt über zwei Behandlungsaufsätze. Wir empfehlen Ihnen, mit dem feinen Aufsatz zu beginnen.

- Verwenden Sie den feinen Aufsatz für die allgemeine Behandlung oder die Feinbearbeitung.
- Verwenden Sie den groben Aufsatz für die schwierige Exfoliation.

Austausch der Aufsätze:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht am Strom angeschlossen ist.
2. Entfernen Sie den aktuellen Aufsatz (#1) vom Gerät und ersetzen Sie ihn durch den anderen Aufsatz. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Aufsatz fest sitzt.



Legen Sie los!

Sie sind auf dem Weg zu einer frischeren, weicheren Haut! Die Behandlung mit Skinera Mikrodermabrasion ist einfach. Folgen Sie bei jedem Bereich, den Sie behandeln wollen, einfach diesen Schritten. Eine komplette Behandlung dauert ungefähr 5 Minuten.

Empfohlene Vorsichtsmaßnahmen

- Bevor Sie einen Bereich das erste Mal behandeln, führen Sie eine Stichprobe auf einem kleinen Hautbereich durch. Wenn sich innerhalb von 24 Stunden keine negative Auswirkung zeigt, fahren Sie fort und behandeln Sie diesen Bereich. Bitte beachten Sie, dass eine kleine Rötung der Haut normal ist und diese nach 24 Stunden verschwindet.
- Verwenden Sie bei den ersten 2-3 Behandlungen eine niedrige Saugstufe sowie den „Feinen“-Aufsatz.
- Wir empfehlen Ihnen, das Gerät nicht öfter als zweimal pro Woche zu verwenden.
- Bei jeglichen Beschwerden sofort stoppen.



- Bei jeglichen Beschwerden sofort stoppen.

Behandlungsschritte

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut sauber, trocken und frei von Puder, Creme oder Gel ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Gummi kappe (#2), der Filter (#3), und der Aufsatz (#1) festsitzen. Stellen Sie bei Ihren ersten Behandlungen sicher, dass Sie den feinen Aufsatz verwenden.
3. Drücken Sie die Kontrolltaste (#4), um das Gerät einzuschalten. Ihr Mikrodermabrasion ist auf der niedrigen Saugstufe betriebsbereit.
4. Wenden Sie den Aufsatz fest auf Ihrer Haut an, so dass Sie die Saugkraft spüren.
5. Bearbeiten Sie jeden Bereich wie in Abschnitt "Behandlungsbereiche" empfohlen.
6. Um von der niedrigen auf die hohe Saugstufe umzustellen, drücken Sie die Kontrolltaste erneut.
7. Um das Gerät nach der Behandlung auszuschalten, drücken Sie die Kontrolltaste einmal oder zweimal kurz, abhängig von der Saugstufe in der Sie sich befinden.
8. Stecken Sie das Gerät aus und lagern Sie es wieder in seiner Originalverpackung. Bitte sehen Sie sich den Abschnitt "Wartung und Lagerung" an.

Nach der Behandlung

- Direktes Sonnenlicht unmittelbar nach der Behandlung vermeiden, und Lichtschutzfaktor SPF 30 oder höher auftragen.
- Vielleicht wollen Sie eine Gesichtsmaske oder Tages- oder Nachtcreme auftragen.

Wartung und Lagerung

DE

Es ist wichtig, Ihr Skinera Mikrodermabrasion nach jeder Behandlung zu reinigen und ordnungsgemäß zu lagern.

- Ziehen Sie zuerst den Netzstecker.
- Zur Reinigung das Gerät mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen. Verwenden Sie eine Reinigungsflüssigkeit mit nicht mehr als 70% Alkohol oder eine andere abrasive Reinigungsflüssigkeit. Verwenden Sie niemals Azeton oder andere abrasive Flüssigkeiten, diese könnten Ihr Gerät beschädigen.
- Um den Aufsatz zu reinigen, entfernen Sie diesen zuerst vom Gerät, dann mit Seife und Wasser waschen und sorgfältig trocknen.
- Um den Filter zu reinigen, diesen zuerst vom Gerät entfernen, den Schmutz mit einer weichen Bürste wegbürsten und zurück auf das Gerät setzen.
- Wir empfehlen, das Gerät nach der Reinigung in der Originalverpackung aufzubewahren.
- Mit Ausnahme des Aufsatzes, tauchen Sie Ihr Skinera Mikrodermabrasion niemals in Wasser.

Ersetzen des Filters


Der Filter muss aufgrund der Anhäufung von abgeworfener Haut gereinigt oder ersetzt werden. Wir empfehlen Ihnen, dies alle paar Behandlungen durchzuführen.

So ersetzen Sie den Filter:

1. Entfernen Sie den Aufsatz vom Gerät. Sie sehen dann die Gummikappe und den kleinen schwarzen Filter.
2. Entfernen Sie die Gummikappe (#2), und entfernen Sie den Filter (#3).
3. Um den Filter zu reinigen, bürsten Sie den Schmutz ab und

setzen Sie ihn zurück auf das Gerät. Um einen Filter zu wechseln, entfernen Sie den aktuellen Filter und setzen Sie einen neuen ein.

4. Setzen Sie die Gummikappe wieder in Position, dann den Aufsatz wieder auf das Gerät setzen und sicherstellen, dass sie fest verbunden ist.



DE

Austausch des Aufsatzes

Wir empfehlen Ihnen, den Aufsatz alle sechs Monate auszutauschen, oder sogar früher, wenn das abrasive Ende des Aufsatzes beschädigt ist.

Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien

Sie können weitere Filter und Aufsätze auf unserer Webseite bestellen: www.inno-webshop.com. Zum Austausch der Gummikappen oder des AC/DC Adapters, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice von Skinera.

Fehlerbehebung

Versuchen Sie nicht, Ihr Skinera Mikrodermabrasion zu öffnen oder zu reparieren. Sie können sich der Gefahr eines elektrischen Stromschlages aussetzen und sich ernsthaft verletzen. Dadurch erlischt die Garantie.

Problem	Überprüfungen
Mein Skinera Mikrodermabrasion lässt sich nicht einschalten.	Stellen Sie sicher, dass der Adapter sachgemäß mit dem Gerät verbunden ist, dass dieses an eine Stromquelle an der Wand angeschlossen ist und Sie die Kontrolltaste gedrückt haben.
Ich fühle keine Saugkraft, wenn das Gerät meine Haut berührt.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschaltet ist, und überprüfen Sie, dass der Filter, die Gummikappe und der Aufsatz korrekt auf dem Gerät sitzen.

Die Reparaturarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Fachpersonal ausgeführt werden. Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an den Skinera-Kundenservice.



- Sollte das Gerät nicht richtig funktionieren, sofort ausstecken.

Kundenservice

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.skinera.eu. Die Bedienungsanleitung ist auch als PDF-Download unter www.skinera.eu erhältlich.

Kontaktieren Sie den Kundenservice von Skinera um unvorhergesehenes Verhalten oder Ereignisse oder andere Probleme mit Ihrem Gerät zu berichten. Unsere Kontaktdaten:

Pays	Numéro de service	Email
Grande Bretagne	0800-3586048	info@skinera.eu

Allemagne	04473-3270450	info@skinera.eu
France	0800-941298	info@skinera.eu
Pays-Bas	0900-0400492	info@skinera.eu
Espagne	807001725	info@skinera.eu
Italie		info@skinera.eu

Garantie

Was deckt diese Haftung ab? Invention Works B.V., seine maßgeblichen Tochterunternehmen (nachfolgend Invention Works B.V.) oder der autorisierte Händler, bei dem Sie Ihr Skinera™ -Produkt erworben haben (nachfolgend: das Gerät), wird das Gerät reparieren oder ersetzen, sollten sich innerhalb des Gewährleistungszeitraumes wesentliche durch Invention Works B.V. verursachte Schäden an dem Gerät selbst oder während seines Betriebs zeigen.

Wer hat aufgrund dieses Garantiescheines einen Anspruch auf Gewährleistung? Nur Sie, der Erstkäufer des Gerätes, der das Gerät entweder von Invention Works B.V. oder bei einem durch Home Skinovation autorisierten Händler erworben hat, haben einen Anspruch auf die im Garantieschein angegebene Gewährleistung. Um die Gewährleistung in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie einen Nachweis darüber vorlegen, dass Sie der Erstkäufer des Gerätes sind. Dies geschieht durch Vorlage des Originalkaufbeleges für das Gerät. Es handelt sich hierbei nicht um eine internationale Garantie. Die Garantie gilt ausschließlich in dem Land, in dem sich der von Invention Works B.V. autorisierte Händler oder das Invention Works B.V.-Unternehmen befinden, von dem Sie das Gerät erworben haben.

Über welchen Zeitraum ist die Garantie gültig? Durch die Garantie sind Reparaturanfragen abgedeckt, die innerhalb eines (1) Jahres ab Ersterwerb des Gerätes eingehen. Reparaturanfragen, die später als ein (1) Jahr ab Kaufdatum eingehen, sind nicht durch diesen Garantieschein abgedeckt. Reparaturanfragen hinsichtlich eines bereits reparierten oder ausgetauschten Gerätes dürfen nicht später erfolgen als: (a) ein (1) Jahr ab dem Erstkaufdatum des Gerätes oder (b) neunzig (90) Tage, nachdem die Rücksendung des reparierten oder ausgetauschten Gerätes an Sie erfolgte; maßgeblich ist das spätere Datum. Befindet sich an Ihrem Gerät ein Aufkleber, der einen Gewährleistungszeitraum ausweist, der über den oben angegebenen Zeitraum hinausgeht, gilt die auf diesem Aufkleber angegebene Zeitspanne. Das Gerät wird als Teil der Garantieleistung bis zum Ablauf dieses Zeitraumes repariert oder ausgetauscht.

Bei Kauf eines Gerätes innerhalb eines EU-Landes verfügen Sie gemäß der EU-Richtlinie 1999/44 über ein zusätzliches Jahr, innerhalb dessen Sie Ansprüche wegen Mängeln oder Defekten an Ihrem Gerätes erheben können, die zum Zeitpunkt des Erwerbs bereits vorhanden, aber nicht ersichtlich waren, wie von Invention Works B.V. oder dem autorisierten Händler festgestellt. Um diese Garantieverlängerung wirksam werden zu lassen, müssen Sie den entweder den autorisierten Händler kontaktieren, von dem Sie das Gerät erworben haben oder das örtliche Servicecenter, und den Produktionsfehler sofort melden; dies darf nicht später als 60 Tage nach Bekanntwerden des Mangels erfolgen. Wie erhalte ich den Garantie

Wie erhalte ich den Garantie-Service? Für weitere Informationen bezüglich der Garantieabwicklung steht Ihnen unser Kundencenter unter kundenservice@inno-essentials.de zur Verfügung.

Wenn Sie nach Kundenservice fragen, werden Sie möglicherweise gebeten, ein Formular zur Rückgabe des Produkts auszufüllen

und erhalten eine Referenznummer. Sollte es sich um einen Defekt handeln, der aus welchem Grund auch immer nicht von der Garantie gedeckt ist, kann Ihnen Invention Works B.V. die Versand- und Reparaturkosten in Rechnung stellen, wenn Sie eingewilligt haben, das Gerät auf Ihre Kosten reparieren zu lassen.

Was ist durch den Garantieschein nicht abgedeckt? Diese Garantie deckt nicht ab: jegliche Schäden, die sich aus einem Unfall, nicht sachgemäßem Gebrauch (einschließlich des Gebrauchs, der nicht der dem Gerät beigelegten Netzadapter entspricht), mangelhafte Verwendung, Mangel an Sorgfalt, irreguläre und unsachgemäße Verwendung, insbesondere kommerzieller oder professioneller Gebrauch, Anbau von nicht mit dem Gerät gelieferten Teilen, Verlust von Teilen, Verwendung von nicht genehmigten Ersatzteilen oder das Betreiben des Gerätes mit Stromspannungen, die nicht der angegebenen Stromspannung entsprechen. Die Gewährleistung entfällt, wenn eine nicht durch Invention Works B.V. autorisierte Person versucht hat, den Schaden selbst zu beheben. Invention Works B.V. ist nicht haftbar für Schäden, die infolge einer durch nichtautorisierte Personen erfolgten Reparatur entstanden sind. Die Gewährleistung umfasst nicht den Austausch von gebrauchten Teilen mit beschränkter Lebensdauer.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS. DIE IN DIESEM DOKUMENT DARGELEGTE AUSDRÜCKLICHE GEWÄHRLEISTUNG SCHLIESST ALLE SONSTIGEN GARANTIEEN EIN, EINSCHLIESSLICH DER UNBEGRENZTEN ZUSICHERUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIESE GARANTIE STELLT DIE ALLEINIGE UND AUSSCHLIESSLICHE ABHILFE FÜR DEFEKTE JEDLICHER ART AN DEM GERÄT DAR.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN. IN KEINEM FALL IST INVENTION WORKS B.V., SEINE TOCHTERUNTERNEHMEN ODER AUTORISIERTEN HÄNDLER HAFTBAR FÜR INDIREKTE, BESONDERE, AUS SCHADENSERSATZ RESULTIERENDE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE ODER FOLGESCHÄDEN (INSBESONDERE NUTZUNGSUAFALL ODER KOSTEN FÜR ERSATZZUBEHÖR), UNABHÄNGIG DAVON, AUF WELCHE RECHTSGRUNDBDLAGE DER ANSPRUCH SICH STÜTZT, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. SOLLTEN DIE IN DIESER GEWÄHRLEISTUNG DARGELEGTEN MITTEL ZUR ABHILFE IHREN GRUNDSÄTZLICHEN ZWECK NICHT ERREICHEN ODER SOLLTE INVENTION WORKS B.V., SEINE TOCHTERUNTERNEHMEN ODER AUTORISIERTEN HÄNDLER NACH EINER RECHTSGRUNDLAGE HAFTBAR SEIN, ÜBERSTIEGT DIE HAFTUNG DER HOME SKINOVATION, SEINER TOCHTERUNTERNEHMEN ODER AUTORISIERTEN HÄNDLER KEINESFALLS DEN GROSSHANDELSPREIS EINES EINZELGERÄTES ZUM ZEITPUNKT DER ANSPRUCHSENTSTEHUNG. SIE ÜBERNEHMEN SÄMTLICHE RISIKEN UND DIE HAFTUNG FÜR VERLUSTE, SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN, DIE IHNEN ODER ANDEREN SELBST ODER AM EIGENTUM INFOLGE DES GEBRAUCHS, DER NICHT SACHGEMÄSSEN NUTZUNG ODER DER NICHTNUTZUNG DES GERÄTES ENTSTEHEN, AUSSER IN DEM UMFANG, DER DIREKT DURCH FAHRLÄSSIGES HANDELN DER INVENTION WORKS B.V. VERURSACHT WURDE. IHNEN STEHEN AUFGRUND DIESER GEWÄHRLEISTUNG BESTIMMTE RECHTE ZU. DARÜBERHINAUS KÖNNEN SIE WEITERE RECHTE HABEN, DIE SICH VON LAND ZU LAND UNTERSCHIEDEN. IN EINIGEN LÄNDERN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON ZUFÄLLIGEN SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER KONKLUDENTER GEWÄHRLEISTUNG NICHT ERLAUBT, DAHER KÖNNTE ES SEIN, DASS DER OBEN GENANNTEN HAFTUNGS-AUSSCHLUSS UND DIE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG FÜR SIE NICHT EINSCHLÄGIG SIND.

Entsorgung



Tragen Sie zum Umweltschutz bei. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen und sicherstellen, dass die Bestimmungen Ihres Landes für die Entsorgung von Elektrogeräten eingehalten werden.

DE

Technische Daten

Modellnr.	IN4501
Technologie	Luftvakuum Füllaufsatz
Eingangsleistung	12 V DC, 0,5 A
Systemgewicht	110 g
Transport & Lagerung zwischen den Nutzungen und Lagerbedingungen	Temperatur: -40°C to +70°C Relative Feuchtigkeit: 10% - 90% Atmosphärischer Druck: 500 bis 1060 hPa
Betriebsbedingungen	Temperatur: 10°C bis 35°C Relative Feuchtigkeit: 30% - 75% Atmosphärischer Druck: 700 bis 1060 hPa
Adaptermodelle und Rating	SAW12-050-2100X XX auf Stecker beziehen Eingang: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,5A Ausgang: 12V, 0.5A
Erwartete Nutzungsdauer des Geräts	3 Jahre
Einhaltung	LVD: 2006/95/EG und 2014/35/EU EMC: 2004/108/EG und 2014/30/EU Direktive 2011/65/EG RoHS REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Zeichenerklärung

DE

 Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien.



Klasse III. Das Gerät wird von einer Kleinspannungsstromquelle versorgt.



Ausschließlich für den Gebrauch in Gebäuden geeignet.



Nicht in feuchter Umgebung verwenden.



Nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften und helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen. Entspricht der WEEE-Richtlinie.

Copyright © 2017 Invention Works B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Invention Works B.V. behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung der Leistung, Zuverlässigkeit oder Herstellbarkeit einzuführen.

Table des matières

En savoir plus sur votre Skinera Microdermabrasion.....	40
Contre-indications & avertissements.....	41
N'utilisez pas Skinera Microdermabrasion si :.....	44
À quoi faut-il s'attendre avec le Skinera Microdermabrasion	45
Effets secondaires possibles	45
Avant votre première séance	46
Commencez !	48
Entretien et stockage	49
Pièces détachées et consommables.....	50
Dépannage	51
Service à la clientèle	51
Garantie.....	52
Élimination	56
Spécifications	56
Signes et symboles.....	57

En savoir plus sur votre Skinera Microdermabrasion

FR

Skinera Microdermabrasion est un appareil électrique. Ainsi, il doit être utilisé avec précaution pour des raisons de sécurité. Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, assurez-vous de lire tous les avertissements, contre-indications et précautions de sécurité. Il est important que vous lisiez et compreniez les instructions sur la façon d'utiliser cet appareil, y compris les procédures post-utilisation, et que vous les respectiez scrupuleusement. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions avant les soins.

Contenu de l'emballage

Votre emballage Skinera Microdermabrasion comprend les articles suivants :

- 1 x L'appareil Skinera Microdermabrasion
- 1 x Lot de filtres
- 2 x Têtes de traitement (Déliicate et Rugueuse)
- Embouts de rechange en caoutchouc
- Adaptateur AC/DC et câble
- Mode d'emploi

Description de l'appareil

Skinera Microdermabrasion est un appareil de dermabrasion à domicile à double action. Il combine microdermabrasion par gommage et aspiration stimulante de la peau.

Microdermabrasion par gommage

- Un gommage doux et non-abrasif pour une peau plus lisse et plus fraîche.
- Son action contribue à améliorer la tonicité, la structure et l'élasticité de la peau.

- Aide à réduire les tâches de vieillesse.
- Aide à réduire l'apparition de ridules autour des yeux.

Aspiration stimulante

- Son action stimulante procure une peau plus lisse et rajeunie.
- Amène certaines impuretés à la surface.
- Capture les cellules de peau mortes pour élimination.

L'appareil est muni d'une tête d'exfoliation (#1), embout en caoutchouc (#2), filtre (#3), bouton contrôle (#4), appareil prise (#5), et d'un adaptateur avec câble (#6). Veuillez-vous référer au diagramme placé sur l'avant de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque fonction de l'appareil.

Usage prévu

Skinera Microdermabrasion est un appareil en vente libre conçu pour le gommage des couches supérieures de l'épiderme, pour une peau visiblement plus fraîche. L'appareil est prévu pour le traitement de :

- Tâches de vieillesse sur le visage, le cou, et les mains
- Fines ridules apparaissant sur le visage
- La décoloration de la peau
- Tâches brunes et cicatrices superficielles
- Peaux ternes ou endommagées par le soleil

L'appareil est prévu pour une utilisation à domicile. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans ce manuel.

Contre-indications & avertissements

Assurez-vous de lire attentivement cette section et prenez note des avertissements et des contre-indications.



L'appareil ne doit pas être utilisé par :
les enfants, les personnes de moins de 16 ans, les personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou psychologiques, ou les personnes manquant d'expérience ou de connaissances sur la façon d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

FR

N'utilisez pas Skinera Microdermabrasionsi vous avez :



- Une peau atteinte de rosacée.
- Présentez des troubles endocriniens mal contrôlés, tels qu'un diabète ou des maladies thyroïdiennes.
- En cas de problèmes de peau causés par un diabète ou par d'autres maladies systémiques ou métaboliques.
- Une radiothérapie ou chimiothérapie reçue au cours des dermiques.
- Utilisé des médicaments prescrits par le médecin pour votre peau au cours des 6 derniers mois.
- Toute autre affection qui, de l'avis de votre médecin ou de votre dermatologue, rendrait ce traitement potentiellement dangereux pour vous.

Ne traitez pas les zones qui ont :



- De l'eczéma, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives (comme un bouton de fièvre), des grains de beauté ou des verrues, un état anormal de la peau causé par des maladies systémiques

- ou métaboliques (comme le diabète).
- Des antécédents de poussées d'herpès.
- Subi des traumatismes ou des lésions cutanées.
- Été exposées au soleil sans protection (attendre 24h) ; pour des peaux bronzées ou ayant subi des coups de soleil, attendre 3 jours.

Avertissements supplémentaires



- Ne pas utiliser sur le bout des seins ou les organes génitaux.
- Il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil plus de deux fois par semaine.
- Optez pour le mode d'aspiration faible si vous ressentez un inconfort quelconque.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation si votre peau est très rouge.
- Enlevez tout bijou avant de procéder aux séances.
- Protégez votre peau avec un écran solaire ayant un SPF de 30 ou plus si vous vous exposez au soleil après le traitement.
- Toujours veiller à ce que vos mains et peau soient sèches avant d'utiliser l'appareil ou de toucher l'adaptateur.
- Évitez que l'appareil entre en contact avec de l'eau ou autres liquides ! Ne pas utiliser près de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
Ne placez pas l'appareil à un endroit où il peut tomber ou être poussé, et ne le placez pas près de l'eau ou de tout autre liquide.

Il y a un risque d'électrocution. Débranchez immédiatement et ne le réutilisez pas.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Veillez à ce que l'adaptateur AC/DC soit accessible à tout moment, afin qu'il puisse être retiré de la prise facilement en cas d'urgence. Débranchez l'appareil immédiatement après chaque utilisation.
- Ne portez pas l'appareil par le câble de l'adaptateur AC/DC.
- En cas de dysfonctionnement de l'appareil, débranchez-le immédiatement.
- N'essayez pas d'ouvrir, ni de réparer votre appareil Skinera Microdermabrasion. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement.

N'utilisez pas Skinera Microdermabrasion si :

- L'adaptateur, les pièces détachées ou les accessoires ne sont pas recommandés par Invention Works B.V.
- Le câble ou la prise de l'appareil sont endommagés. Maintenez le câble à distance de toute source de chaleur.
- Vous voyez ou sentez de la fumée lorsqu'il fonctionne.
- L'appareil ne fonctionne pas correctement ou il semble abîmé.
- La coque de l'appareil est craquée ou se détache en morceaux.
- L'appareil est tombé dans l'eau.

Dans ce cas, contactez le service à la clientèle.

À quoi faut-il s'attendre avec le Skinera Microdermabrasion

Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance :

- **Un bourdonnement provenant de l'appareil** : C'est la pompe aspirante qui fonctionne.
- **L'apparition de quelques rougeurs** : Cela devrait se résorber en quelques heures ou en un jour.



- Arrêtez immédiatement l'utilisation si votre peau est très rouge.
- Si vous constatez des complications, veuillez contacter votre médecin.

Effets secondaires possibles

Si vous suivez les instructions complètement et faites attention à tous les avertissements et les contre-indications, les complications et les effets secondaires sont rares. Tous les traitements esthétiques, y compris ceux conçus pour une utilisation à domicile, comportent un certain degré de risque. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications qui peuvent éventuellement survenir.

Effets indésirables	Risque
<p>Rougeur cutanée</p> <p>Vous pourriez présenter une dilatation des petits capillaires sanguins superficiels. Cela peut provoquer des rougeurs pendant quelques jours. En outre, certains capillaires peuvent présenter des taches rouges qui se résorberont également avec le temps. Dans de tels cas, refroidissez immédiatement la zone avec de l'eau froide.</p>	Faible
<p>Ecchymoses</p> <p>Il est possible que des petites ecchymoses apparaissent, qui se résoudront au bout de 2 ou 3 jours.</p>	Faible

Veuillez consulter votre médecin si vous présentez des symptômes persistants.

Avant votre première séance

Pour utiliser votre Skinera Microdermabrasion, procédez comme suit :

1. Sortez l'appareil et les autres composants de la boîte.
2. Branchez le câble de l'adaptateur dans la prise de l'appareil et branchez l'adaptateur dans une prise électrique.
3. Veuillez étudier attentivement les recommandations d'utilisation du Skinera Microdermabrasion sur les différentes zones de traitement.

Zones d'application

Nous vous recommandons de commencer par le mode d'aspiration faible et de ne passer au mode élevé qu'après quelques utilisations. Si vous ressentez un inconfort quelconque, veuillez travailler la zone de traitement en mode d'aspiration faible.

Zone de traitement	Recommandations
Front, joues et menton	Déplacez l'appareil sur la zone à traiter du centre vers l'extérieur puis vers la racine des cheveux.
Yeux et nez	Appliquez des petits coups brefs vers le haut pour la zone qui entoure les sourcils. Évitez les paupières. Pour le nez, appliquez des mouvements droits vers le bas en suivant la courbe du nez et le contour des pommettes.
Cou	Pratiquez des mouvements fluides vers le bas et travaillez toute la zone du cou.



Pour commencer, vous pouvez traiter chaque zone entre 2 et 4 fois. Lorsque votre peau est habituée au traitement, vous pouvez augmenter à entre 4 et 6 passages.


Les pointes **Délicate** et **Rugueuse** du **Skinera Microdermabrasion**

L'appareil est doté de deux pointes de traitement. Nous vous recommandons de commencer par la pointe **Délicate**.

- Utilisez la pointe **Délicate** pour un traitement général ou pour une finition délicate.
- Utilisez la pointe **Rugueuse** pour un gommage intensif.

Pour changer les pointes :

1. Assurez-vous que l'appareil ne soit pas branché dans une prise d'alimentation.
2. Retirez la pointe (#1) en cours d'utilisation et remplacez là par la deuxième pointe. Assurez-vous que la pointe soit bien fixée avant utilisation.



Commencez !

Vous êtes sur la bonne voie pour avoir une peau visiblement plus lisse et fraîche ! Le traitement avec Skinera Microdermabrasion est facile. Suivez simplement ces étapes pour chaque zone que vous souhaitez traiter. Une séance complète devrait prendre environ 5 minutes.

Consignes de sécurité recommandées

- Avant de traiter une zone pour la première fois, essayez d'abord sur une petite zone de peau. Si votre peau n'affiche pas de réaction, vous pouvez commencer le traitement de cette zone.
- Nous vous recommandons d'utiliser le mode d'aspiration faible pour les 2-3 premiers traitements.
- Nous vous recommandons de ne pas utiliser l'appareil plus de deux fois par semaine.



- Arrêtez immédiatement si vous ressentez une sensation d'inconfort.

Étapes du traitement

1. Veillez à ce que votre peau soit parfaitement propre, sèche et sans traces de poudre, crème, ou gel.
2. Assurez-vous que l'embout en caoutchouc (#2), le filtre (#3), et la pointe (#1) soient bien fixés. Lors des premiers traitements, veillez à bien utiliser la pointe Délicate.
3. Appuyez sur le bouton de contrôle (#4) pour mettre l'appareil en marche. Votre Skinera Microdermabrasion est prêt à l'emploi en mode d'aspiration faible.
4. Appuyez la pointe fermement sur votre peau afin de ressentir l'aspiration.
5. Traitez chaque zone comme indiqué en section « Zones d'application ».
6. Pour passer du mode d'aspiration faible au mode d'aspiration

- élevé, appuyez une fois de plus sur le bouton de contrôle.
7. Pour éteindre l'appareil à la fin de la séance de traitement, appuyez brièvement sur le bouton de contrôle une fois, ou deux, selon le mode d'aspiration en cours.
 8. Débranchez l'appareil et stockez-le dans sa boîte d'origine. Veuillez vous référer à la section « Entretien et stockage ».

Après la séance

- Évitez toute exposition directe au soleil immédiatement après le traitement, et appliquez un écran solaire ayant un FPS d'au moins 30 ou plus.
- Vous voudrez peut-être appliquer un masque de visage, ou une crème de jour ou de nuit.

Entretien et stockage

Il est important de nettoyer votre appareil Skinera Microdermabrasion et de le ranger convenablement après chaque traitement.

- Tout d'abord, débrancher l'appareil.
- Pour nettoyer l'appareil, essuyez-le avec un chiffon propre, et sec. Utilisez un liquide de nettoyage ne comportant pas plus de 70% d'alcool, ou bien un autre liquide de nettoyage non abrasif. N'utilisez jamais d'acétone ou autres liquides abrasifs, ils endommageraient l'appareil.
- Pour nettoyer la pointe, retirez-la d'abord de l'appareil, lavez-la avec de l'eau et du savon, puis séchez soigneusement.
- Pour nettoyer le filtre, retirez-le d'abord de l'appareil, utilisez une brosse douce pour le nettoyer de tout débris, puis replacez-le dans l'appareil.
- Après le nettoyage, nous vous recommandons de stocker l'appareil dans sa boîte d'origine.


- À l'exception des pointes, ne jamais plonger votre Skinera Microdermabrasion

Remplacer le filtre

Le filtre doit être nettoyé ou remplacé en raison d'une accumulation de cellules de peau mortes. Nous vous recommandons de faire ceci tous les quelques traitements.

Pour remplacer le filtre :

1. Retirez la pointe de l'appareil. Vous verrez alors l'embout en caoutchouc et le petit filtre noir.
2. Retirez l'embout en caoutchouc (#2), puis retirez le filtre (#3).
3. Pour nettoyer le filtre, nettoyez tout débris avec une brosse, puis replacez-le dans l'appareil. Pour changer un filtre, retirez le filtre déjà en place et en insérer un nouveau.
4. Remettre l'embout en caoutchouc en place, puis repositionner la pointe sur l'appareil, en s'assurant qu'elle soit fermement raccordée.



Remplacer la pointe

Nous vous recommandons de changer la pointe tous les six mois, ou avant si le bout abrasif de la pointe est endommagé.

Pièces détachées et consommables

Vous pouvez commander plus de filtres et de pointes sur notre site internet : www.inno-webshop.com. Pour le remplacement d'embouts en caoutchouc ou d'adaptateurs AC/DC, merci de contacter le service à la clientèle.

Dépannage

N'essayez pas d'ouvrir, ni de réparer votre appareil Skinera Microdermabrasion. Vous pourriez vous exposer à des composants électriques dangereux et vous blesser gravement. Cela annulera également votre garantie.

FR

Problème	Contrôles
Mon Skinera Microdermabrasion ne démarre pas.	Assurez-vous que l'adaptateur est bien connecté à l'appareil, qu'il est branché dans une prise électrique et que vous avez pressé le bouton de contrôle.
Je ne ressens pas d'aspiration lorsque l'appareil est en contact avec ma peau.	Assurez-vous que l'appareil est bien allumé, et vérifiez que le filtre, l'embout en caoutchouc et la pointe sont bien positionnés sur l'appareil.

Seuls les membres autorisés du personnel sont habilités à effectuer des réparations. Pour tous problèmes ou questions, veuillez contacter le service à la clientèle.



- En cas de défaillance de l'appareil, débranchez-le immédiatement.

Service à la clientèle

Consultez notre site Web pour plus d'informations : www.skinera.eu. Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site : www.skinera.eu.

Veuillez contactez le service à la clientèle pour signaler une opération ou un événement inattendu, ou tout autre problème lié à votre appareil. Nos coordonnées sont les suivantes :

FR

Pays	Numéro de service	Email
Grande Bretagne	0800-3586048	info@skinera.eu
Allemagne	04473-3270450	info@skinera.eu
France	0800-941298	info@skinera.eu
Pays-Bas	0900-0400492	info@skinera.eu
Espagne	807001725	info@skinera.eu
Italie		info@skinera.eu

Garantie

Que couvre cette garantie ? Invention Works B.V., ses sociétés affiliées (ci-après: Invention Works B.V.) ou le revendeur autorisé auprès duquel vous avez acheté votre produit Skinera™ (ci-après l'appareil) devront réparer ou remplacer l'appareil, si tout défaut matériel causé par Invention Works B.V. est découvert sur l'appareil durant la période de garantie, qu'il s'agisse d'un défaut matériel sur le corps de l'appareil ou d'un défaut de fonctionnement.

Qui est en droit de bénéficier du service couvert par ce certificat de garantie ? Uniquement vous, l'acheteur d'origine de l'appareil, qui avez acheté l'appareil à Invention Works B.V. ou à ses distributeurs autorisés, êtes en droit de bénéficier de la garantie spécifiée dans ce certificat. Afin de bénéficier du service de garantie, vous devez prouver que vous êtes l'acheteur d'origine en présentant la facture d'origine de l'appareil. Cette

garantie n'est pas une garantie internationale. Elle ne sera honorée que dans le pays dans lequel le revendeur autorisé ou l'entité Invention Works B.V. auprès duquel ou de laquelle vous avez acheté l'appareil est situé(e).

Quelle est la période de garantie couverte par ce certificat ?

La garantie couvre les demandes de réparation reçues dans un délai d'un (1) an à partir de la date d'achat de l'appareil.

Les demandes de réparation envoyées après ce délai d'un (1) an à compter de la date d'achat ne sont pas couvertes par ce certificat de garantie. Les demandes de réparation concernant un appareil qui a été réparé ou remplacé doivent être soumises dans un délai maximal de : (a) un (1) an à compter de la date d'achat d'origine de l'appareil ou (b) quatre vingt dix (90) jours à compter de la date à laquelle l'appareil réparé ou remplacé vous a été remis, selon la date la plus éloignée. Si une étiquette autocollante indiquant une date d'expiration de la garantie plus éloignée est fixée sur votre appareil, la date d'expiration de la garantie mentionnée sur l'étiquette est celle qui s'applique, et l'appareil sera réparé ou remplacé dans le cadre de cette garantie jusqu'à la date indiquée.

Si vous avez acheté l'appareil dans un pays de l'Union Européenne, vous bénéficiez d'une année supplémentaire (conformément à la directive de l'Union Européenne 1999/44) pour présenter une réclamation pour défaillances ou dysfonctionnement de votre appareil, présents mais non apparents au moment de l'achat, tel que déterminé par Invention Works B.V. ou son revendeur autorisé. Afin de rendre cette extension de garantie effective, vous devez contacter le revendeur autorisé auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou le service de réparations local, et le notifier du défaut de production sans délai, et dans une période de 60 jours maximum après avoir détecté le défaut.

Comment bénéficiaire du service de garantie ? Pour obtenir des informations supplémentaires sur la procédure à suivre pour bénéficier du service de garantie, et connaître les coordonnées des centres de réparation les plus proches de chez vous, visitez la page www.skinera.eu, ou par courrier électronique à info@skinera.eu. Lors de votre requête auprès du service client, il vous sera demandé de remplir un formulaire pour le retour du produit, et vous recevrez un numéro de référence. S'il s'agit d'un défaut non couvert par la garantie, quelle qu'en soit la raison, Invention Works B.V. peut vous facturer le montant de l'expédition et des coûts de réparation si vous avez accepté de réparer l'appareil à vos frais.

Éléments non couverts par ce certificat de garantie ? Cette garantie ne couvre pas tout dommage résultant d'un accident, d'une utilisation non conforme (notamment une utilisation autre que celle décrite dans le mode d'emploi de l'appareil), d'une utilisation inappropriée, de négligence, d'une utilisation anormale ou non raisonnable, y compris sans s'y limiter une utilisation commerciale ou professionnelle, l'ajout de pièces non fournies avec l'appareil, des pièces perdues ou l'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou l'exposition de l'appareil à un courant électrique autre que celui indiqué. La garantie sera annulée si l'appareil a été manipulé par une personne non autorisée par Invention Works B.V. et Invention Works B.V. ne sera pas tenu responsable de tout dommage résultant de réparations effectuées par une personne non autorisée par Invention Works B.V. La garantie n'inclut pas le remplacement des pièces de rechange usées.

EXCLUSION DE GARANTIE LA GARANTIE EXPRESSE STIPULEE DANS CE DOCUMENT REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UNE FIN PARTICULIERE.

CETTE GARANTIE EST LE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE DEFAUT DE L'APPAREIL

LIMITATIONS EN AUCUN CAS INVENTION WORKS B.V., SES SOCIETES AFFILIEES OU SES REVENDEURS AUTORISES, NE SERONT RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, PUNITIF, EXEMPLAIRE, ACCIDENTEL OU ACCESSOIRE (Y COMPRIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES LIES A LA PERTE DE JOUISSANCE OU AUX FRAIS DE REMPLACEMENT DE L'EQUIPEMENT), QUELLE QUE SOIT LA THEORIE LEGALE SUR LAQUELLE REPOSE LA RECLAMATION, MEME S'ILS ONT ETE INFORMES DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES. DANS LE CAS OU LES RECOURS DEFINIS DANS CETTE GARANTIE MANQUENT A LEUR VOCATION ESSENTIELLE OU SI INVENTION WORKS B.V., SES SOCIETES AFFILIEES OU SES REVENDEURS AUTORISES SONT TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SELON UNE THEORIE LEGALE, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITE DE INVENTION WORKS B.V., DE SES SOCIETES AFFILIEES OU DE SES REVENDEURS AUTORISES NE DEPASSERA LE PRIX TOTAL D'UNE UNITE, SELON LES TARIFS EN VIGUEUR A LA DATE DE LA CAUSE DE L'ACTION. L'UTILISATEUR ASSUME TOUT RISQUE ET TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGE OU DE BLESSURE CAUSE A L'UTILISATEUR, SES BIENS OU A AUTRUI ET SES BIENS, RESULTANT DE L'UTILISATION INCORRECTE OU DE L'INCAPACITE A UTILISER LE PRODUIT, SAUF SI LES DOMMAGES ONT ETE CAUSES DIRECTEMENT PAR LA NEGLIGENCE DE INVENTION WORKS B.V. CETTE GARANTIE VOUS CONFERE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES, AUXQUELS PEUVENT S'AJOUTER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN PAYS A L'AUTRE. CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU ACCESSOIRES OU DES GARANTIES IMPLICITES, PAR CONSEQUENT LES LIMITATIONS ET L'EXCLUSION DE GARANTIE CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER.

Élimination




Aidez à protéger l'environnement. Ne jetez pas votre appareil avec les ordures ménagères et assurez-vous de respecter les lois de votre pays concernant l'élimination des articles électriques.

FR

Spécifications

N° modèle	IN4501
Technologie	Embout de remplissage à air comprimé
Puissance d'entrée	12 V, 0,5 A
Poids du système	110 g
Transport et stockage entre les utilisations et conditions de stockage	Température : -40 °C à +70 °C Humidité relative : 10% à 90% Pression atmosphérique : 500 à 1060 hPa
Conditions de fonctionnement	Température : 10 à 35°C Humidité relative : 30% à 75% Pression atmosphérique : 700 à 1060 hPa
Modèles et classe d'adaptateurs	SAW12-050-2100XX XX Se référer au type de fiche Entrée : 100-240V CA, 50-60 Hz, 0,5A Sortie : 12 V, 0,5A
Durée de vie prévue de l'équipement	3 ans
Conformité	DBT : 2006/95/EC et 2014/35/EU CEM : 2004/108/EC et 2014/30/EU Directive 2011/65/EC RoHS EC No. 1907/2006 du règlement REACH

Signes et symboles

 Les produits qui portent ce symbole sont conformes aux exigences des directives de l'UE.



Classe III. L'appareil est alimenté par une source à très basse tension.

FR



À utiliser exclusivement en intérieur.



Ne pas utiliser dans des environnements humides.



Ne pas jeter avec les déchets ménagers. Éliminer conformément aux lois de votre pays et aider à protéger l'environnement. En conformité avec la directive DEEE.

Copyright © 2017 Invention Works B.V.
Tous droits réservés.

Invention Works B.V. se réserve le droit de modifier ses produits ou leurs spécifications afin d'améliorer leur performance, leur fiabilité et leur processus de fabrication.

Inhoudsopgave

Maak kennis met uw Skinera Microdermabrasie	59
Contra-indicaties en waarschuwingen.....	61
Gebruik Skinera Microdermabrasie niet als:.....	63
Wat mag u van de Skinera Microdermabrasie verwachten?	64
Mogelijke bijwerkingen	64
Voorafgaand aan de eerste behandeling.....	65
Aan de slag!	67
Onderhoud en opslag.....	68
Reserveonderdelen en verbruiksartikelen.....	70
Problemen oplossen	70
Klantenservice.....	71
Garantie.....	71
Verwijdering.....	75
Specificaties.....	75
Tekens en symbolen	76

Maak kennis met uw Skinera Microdermabrasie

Skinera Microdermabrasie is een elektrisch apparaat. Bij het gebruik van het apparaat moet dan ook speciale aandacht worden besteed aan de veiligheid. Lees alle waarschuwingen, contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. Het is belangrijk dat u de instructies over het gebruik van het apparaat, inclusief procedures voor na het gebruik, leest, begrijpt en strikt opvolgt. We raden u aan om te zorgen dat u de instructies weer kent voordat u een behandeling uitvoert.

NL

Inhoud van de verpakking

Uw Skinera Microdermabrasie verpakking bevat de volgende onderdelen:

- 1x Skinera Microdermabrasie-apparaat
- 1x Set filters
- 2x behandel tips (fijn en grof)
- Rubberen dopjes (reserve)
- AC/DC-adapter met kabel
- Gebruiksaanwijzing

Apparaatbeschrijving

Skinera Microdermabrasie is een behandelapparaat met een dubbele werking, bedoeld voor gebruik in huis. Het apparaat combineert microdermabrasie exfoliatie en vacuümstimulatie van de huid.

Microdermabrasie exfoliatie

- Voorzichtige exfoliatie zonder schurende werking voor een soepelere en frissere huid.
- Helpt de kleur, textuur en elasticiteit van de huid te verbeteren.

- Helpt ouderdomsvlekken te verminderen.
- Helpt fijne lijntjes rondom de ogen te verminderen.

Vacuümstimulatie

- Stimuleert de huid, zodat deze er jeugdiger uitziet.
- Brengt bepaalde onzuiverheden naar het oppervlak.
- Verzamelt de dode huidcellen, zodat deze kunnen worden verwijderd.

Dit apparaat heeft een behandel­tip (1), rubberen dop (2), filter (3), bedieningsknop (4), aansluiting (5) en adapter met kabel (6). Raadpleeg het schema voor in deze gebruiksaanwijzing voor de locatie van de verschillende functies op het apparaat.

Beoogd gebruik

Skinera Microdermabrasie is een apparaat dat in de winkel verkrijgbaar is, bedoeld voor het exfoliëren van de bovenste huidlaag, zodat de huid er frisser uitziet. Het apparaat is bedoeld voor de behandeling van:

- verouderende huid van het gezicht, de nek en handen.
- fijne lijntjes in het gezicht.
- verkleuring van de huid.
- donkere plekken en oppervlakkige littekens.
- doffe en door de zon beschadigde huid.

Het apparaat is bedoeld om zelf uw huid thuis te behandelen. Gebruik het niet voor een ander doel dan het doel dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.

Contra-indicaties en waarschuwingen

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door en let goed op de waarschuwingen en contra-indicaties.



Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen, personen jonger dan 16 jaar, personen met fysieke, sensomotorische of psychologische beperkingen of personen die geen ervaring met of kennis van het apparaat hebben. Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat zij niet met het apparaat gaan spelen.

NL

Gebruik Skinera Microdermabrasie niet wanneer u last hebt van:



- Rosacea.
- Endocriene stoornissen die niet onder controle zijn, zoals diabetes en schildklierziekten.
- Ongewone huidandoeningen als gevolg van diabetes, systemische ziekten of andere metaboli-sche ziekten.
- Mogelijke kwaadaardige huidandoeningen of wanneer u in de afgelopen 3 maanden be-stralingen of chemotherapie hebt ondergaan.
- In de afgelopen zes maanden medicatie op uw huid heeft gebruikt op voorschrift van uw huisarts.
- Elke andere situatie waardoor het volgens uw arts of dermatoloog onveilig is om uzelf te behandelen.

Behandel geen oppervlakken waarop sprake is van:



- Actief eczeem, psoriasis, beschadigingen, open wonden of infecties (herpes), moedervlekken of wratten, ongewone huidaandoeningen door systemische en metabole ziekten (zoals diabetes).
- Eerdere uitbraken van herpes.
- Getraumatiseerde of beschadigde huid.
- Recente blootstelling aan de zon zonder bescherming wacht 1 dag. Bij gebruide of zonverbrande huid dient u 3 dagen te wachten.

Aanvullende waarschuwingen



- Gebruik dit product niet op uw tepels of geslachtsdelen.
- Het aanbevolen gebruik is maximaal twee keer per week.
- Gebruik de lage stand wanneer u ongemakken ervaart.
- Stop direct met het gebruik wanneer uw huid erg rood is.
- Verwijder alle sieraden voordat u de huid behandelt.
- Bescherm uw huid minimaal met factor 30 wanneer u de huid na een behandeling blootstelt aan de zon.
- Zorg altijd dat uw huid en handen droog zijn voordat u het apparaat gebruikt of de stekker aanraakt.
- Houd het apparaat uit de buurt van water of vloeistoffen! Gebruik het niet in de buurt van badkuipen, douchecabines, wasbakken

of andere reservoirs die gevuld zijn met water. Plaats het apparaat niet op een locatie waar het kan vallen, waar er tegen kan worden gedrukt of waar water of andere vloeistoffen aanwezig zijn. Zo ontstaat elektrocutiegevaar. Trek de stekker direct uit het stopcontact en gebruik het apparaat niet opnieuw.

- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact zit. Zorg dat u altijd bij de AC/DC-adapter kunt, zodat hij in geval van nood gemakkelijk uit het stopcontact kan worden verwijderd. Trek de stekker direct uit het stopcontact wanneer u klaar bent.
- Houd het apparaat niet vast aan de kabel van de AC/DC-adapter.
- Verwijder de stekker direct uit het stopcontact wanneer er sprake is van storingen.
- Probeer uw Skinera Microdermabrasie-apparaat niet zelf aan te passen, te openen of te repareren. Mogelijk stelt u zichzelf bloot aan gevaarlijke elektrische onderdelen en veroorzaakt u ernstig letsel.

Gebruik Skinera Microdermabrasie niet als:

- De adapter of accessoires niet zijn aanbevolen door Invention Works B.V.
- De kabel of stekker van het apparaat beschadigd is. Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- U rook ziet of ruikt tijdens het gebruik.
- Het apparaat niet goed werkt of beschadigd lijkt.

- De behuizing van het apparaat gebarsten is of uit elkaar valt.
- Het apparaat in het water is gevallen.

Neem in die gevallen contact op met de klantenservice.

Wat mag u van de Skinera Microdermabrasie verwachten?

Het is normaal dat u tijdens een behandelsessie het volgende ervaart of voelt:

- **Een zoemend geluid uit het apparaat:** dit is de aanzuigpomp.
- **Een lichtrode huid:** deze kleur moet binnen een paar uur en uiterlijk na een dag wegtrekken.



- Stop direct met het gebruik wanneer uw huid erg rood is.
- Neem contact op met uw arts wanneer u complicaties ervaart.

Mogelijke bijwerkingen

Als u de instructies nauwgezet opvolgt en alle waarschuwingen en contra-indicaties in acht neemt, zult u niet snel last krijgen van complicaties en bijwerkingen. Alle cosmetische behandelingen, inclusief behandelingen die zijn ontwikkeld voor thuisgebruik, brengen een zekere mate van risico's met zich mee. Het is daarom belangrijk dat u de risico's en complicaties die zich kunnen voordoen begrijpt en aanvaardt.

Bijwerking	Risico
<p>Roodheid van de huid Het kan voorkomen dat oppervlakkige bloedhaervaten dilateren. Hierdoor kan uw huid een paar dagen rood zijn. Daarnaast kunnen sommige haervaten rode plekken vertonen die na verloop van tijd weer wegtrekken. Spoel de huid in dat geval direct met water.</p>	Laag
<p>Blauwe plekken U kunt lichte blauwe plekken krijgen. Deze moeten na 2 tot 3 dagen weer wegtrekken.</p>	Laag

Neem contact op met uw arts wanneer u aanhoudende symptomen ervaart.

Voorafgaand aan de eerste behandeling

Om uw Skinera Microdermabrasie te gebruiken, doorloopt u de volgende stappen:

1. Haal het apparaat en de overige onderdelen uit de doos.
2. Steek de adapterkabel in de aansluiting op het apparaat en steek de adapter in een stopcontact.
3. Bekijk de aanbevelingen voor het gebruik van Skinera Microdermabrasie op verschillende behandeloppervlakken.

Behandeloppervlakken

We raden u aan om te beginnen met de lichte zuigkrachtmodus en over te stappen op de sterke zuigkrachtmodus nadat u het apparaat een paar keer hebt gebruikt. Behandel bepaalde oppervlakken in de lichte modus wanneer u ongemakken ervaart.

Behandeloppervlak	Aanbevelingen
Voorhoofd, wangen en kin	Beweeg het apparaat vanuit het midden van uw huid naar buiten, richting de haargrens.
Ogen en neus	Gebruik in het gebied rondom uw wenkbrauwen korte bewegingen naar boven. Vermijd de oogleden. Gebruik rechte bewegingen omlaag in het gebied rondom uw neus. Volg daarbij de kromming van de neus en het contour van de jukbeenderen.
Nek	Gebruik soepele bewegingen omlaag en behandel het hele nekoppervlak.



Behandel elk oppervlak in eerste instantie 2 tot 4 keer. U kunt dit aantal verhogen naar 4 tot 6 keer wanneer uw huid aan de behandeling is gewend.


Fijne en grove tips voor Skinera Microdermabrasie

Het apparaat heeft twee behandel tips. We raden u aan om met de fijne tip te beginnen.

- Gebruik de fijne tip voor algemene behandelingen en een nauwkeurig eindresultaat.
- Gebruik de grove tip voor zware exfoliatie.

Ga als volgt te werk om de tips te wisselen:

1. Zorg dat het apparaat niet is aangesloten op een stopcontact
2. Verwijder de huidige tip (1) van het apparaat en vervang het door de andere tip. Zorg dat de tip stevig is bevestigd voordat u hem gebruikt.



NL

Aan de slag!

U staat op het punt om uw huid frisser en gladder te maken! Een behandeling met Skinera Microdermabrasie is heel eenvoudig. Volg gewoon de onderstaande stappen voor elk oppervlak dat u wilt behandelen. De totale behandelduur is ongeveer 5 minuten.

Aanbevolen voorzorgsmaatregelen

- Voer een lokale test uit op een klein deel van de huid voordat u een oppervlak voor het eerst behandelt. Ga door met de behandeling wanneer u geen bijwerkingen ervaart.
- Gebruik tijdens de eerste 2 of 3 behandelingen de lichte zuigkrachtmodus.
- We raden u aan om het apparaat niet vaker dan twee keer per week te gebruiken.



- Stop direct wanneer u ongemakken ervaart.

Behandelstappen

1. Zorg dat uw huid schoon en droog is en dat er geen poeder, crème of gel aanwezig is.
2. Controleer of het rubberen dopje (2), het filter (3) en de tip (1) stevig zijn bevestigd. Gebruik tijdens de eerste behandelingen de fijne tip.
3. Druk op de bedieningsknop (4) om het apparaat in te schakelen.

Uw Skinera Microdermabrasie is nu klaar voor gebruik in de lichte zuigkrachtmodus.

4. Plaats de tip stevig op uw huid, zodat u de zuigkracht voelt.
5. Behandel elk oppervlak overeenkomstig de aanbevelingen in hoofdstuk “Behandeloppervlakken”.
6. Druk opnieuw op de bedieningsknop om te schakelen tussen de lichte en sterke zuigkracht modus.
7. Druk de bedieningsknop, afhankelijk van de actieve modus, een of twee keer kort in om het apparaat uit te schakelen wanneer u klaar bent met de behandeling.
8. Verwijder de stekker uit het stopcontact en berg de Skinera Microdermabrasie op in de originele verpakking. Raadpleeg hoofdstuk “Onderhoud en opslag”.

Nazorg na de behandeling

- Vermijd direct zonlicht wanneer u uw huid net hebt behandeld en breng minimaal factor 30 aan.
- U kunt eventueel een gezichtsmasker of een dag- of nachtcrème aanbrengen.


Onderhoud en opslag

Het is belangrijk om uw Skinera Microdermabrasie na elke behandeling schoon te maken en goed op te ruimen.

- Verwijder eerst de stekker uit het stopcontact.
- Maak het apparaat schoon met een schone en droge doek. Gebruik een schoonmaakvloeistof met maximaal 70% alcohol of een andere vloeistof zonder schuurmiddelen. Gebruik nooit aceton of andere schurende vloeistoffen: hierdoor wordt uw apparaat beschadigd.
- Maak de tip schoon door hem van het apparaat te halen,

met zeep en water te wassen en daarna grondig af te drogen.

- Maak het filter schoon door het van het apparaat te halen, vuil te het apparaat te plaatsen.
- Wij raden u aan het apparaat na het reinigen in de originele doos op te bergen.
- Behalve de tips dient u uw Skinera Microdermabrasie nooit in water onder te dompelen.



NL

Het filter vervangen

Het filter moet schoongemaakt of vervangen worden omdat het verwijderde huid aantrekt. We raden u aan om deze procedure om de paar behandelingen uit te voeren.

Ga als volgt te werk om het filter te vervangen:

1. Verwijder de tip van het apparaat . U ziet vervolgens een rubber dopje en het kleine zwarte filter.
2. Verwijder het rubberen dopje (2) en verwijder daarna het filter (3).
3. Maak het filter schoon door vuil met een borsteltje te verwijderen. Plaats het filter daarna terug op het apparaat. Vervang een filter door het huidige filter te verwijderen en een nieuw filter te plaatsen.
4. Plaats het rubberen dopje terug en plaats daarna de tip weer op het apparaat. Zorg dat alles goed is aangesloten.

De tip vervangen

We raden u aan om de tip eens per zes maanden te vervangen. Eerder vervangen is nodig wanneer het ruwe uiteinde van de tip beschadigd is.

Reserveonderdelen en verbruiksartikelen

U kunt meer filters en tips bestellen via onze website www.inno-webshop.com. Neem contact op met de klantenservice voor vervangende rubberen dopjes of AC/DC-adapters.

NL Problemen oplossen

Probeer uw Skinera Microdermabrasie apparaat niet te openen of te repareren. Mogelijk stelt u zichzelf bloot aan gevaarlijke elektrische onderdelen en veroorzaakt u ernstig letsel. Ook vervalt dan de garantie.

Probleem	Controle
Mijn Skinera Microdermabrasie start niet.	Controleer of de adapter goed op het apparaat en op een stopcontact is aangesloten en of u op de bedieningsknop hebt gedrukt.
Ik voel geen zuigkracht wanneer het apparaat contact maakt met mijn huid.	Controleer of het apparaat is ingeschakeld en of het filter, het rubberen dopje en de tip goed zijn geplaatst.

Alleen bevoegde medewerkers mogen reparaties uitvoeren. Voor problemen of vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice.



- Verwijder de stekker direct uit het stopcontact wanneer het apparaat niet goed werkt.

Klantenservice

Ga voor meer informatie naar onze website www.skinera.eu. Deze handleiding is ook beschikbaar als PDF-download op www.skinera.eu.

Neem contact op met de Klantenservice om onverwachte activiteiten of gebeurtenissen of andere problemen met uw apparaat te melden. Hieronder vindt u onze contactgegevens:

NL

Land	Servicenummer	Email
Groot-Brittanië	0800-3586048	info@skinera.eu
Duitsland	04473-3270450	info@skinera.eu
Frankrijk	0800-941298	info@skinera.eu
Nederland	0900-0400492	info@skinera.eu
Spanje	807001725	info@skinera.eu
Italië		info@skinera.eu

Garantie

Wat valt er onder deze garantie? Invention Works B.V., zijn eventuele dochterondernemingen (hierna: Invention Works B.V.) of de erkende dealer bij wie u uw Skinera™ product heeft aangeschaft (hierna: het apparaat) zal het apparaat repareren of vervangen indien er tijdens de garantieperiode enige materiële gebreken worden ontdekt die veroorzaakt zijn door Invention Works B.V., hetzij in het apparaat zelf, hetzij in de werking ervan.

Wie kan op grond van dit garantiebewijs aanspraak maken op de garantie? Alleen u, de oorspronkelijke koper van het apparaat die het apparaat heeft aangeschaft bij Invention Works B.V. of zijn erkende dealers, kan aanspraak maken op de garantie die omschreven is in dit garantiebewijs. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie-service, dient u te bewijzen dat u de oorspronkelijke koper van het apparaat bent door een originele bon van aankoop van het apparaat te tonen. Deze garantie is geen internationale garantie. De garantie wordt u uitsluitend toegekend in het land waar de erkende dealer of het Invention Works B.V. filiaal waarbij u het apparaat heeft aangeschaft, gevestigd is.

Hoe lang is dit garantiebewijs geldig? De garantie dekt reparatie-aanvragen die binnen één (1) jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop van het apparaat worden ingediend. Reparatieverzoeken die later dan één (1) jaar na de datum van aankoop worden ingediend, worden niet gedekt door dit garantiebewijs. Reparatieverzoeken voor een gerepareerd of vervangen apparaat mogen niet later worden ingediend dan: (a) één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop van het apparaat of (b) negentig (90) dagen vanaf de datum waarop het gerepareerde of vervangen apparaat naar u werd geretourneerd, waarbij de meest recente datum maatgevend is. Indien er een sticker op uw apparaat is aangebracht met daarop een langere garantieperiode dan bovengenoemde, is de garantieperiode die op de sticker vermeld staat van toepassing en wordt het apparaat op grond van de garantie gerepareerd of vervangen totdat de genoemde periode afloopt.

Indien u het apparaat heeft aangeschaft in een EU-lidstaat, beschikt u over een extra jaar (ingevolge EU-Richtlijn 1999/44) om claims in te dienen vanwege gebreken of storingen aan uw apparaat die, naar het oordeel van Invention Works B.V. of de erkende dealer, reeds aanwezig waren op het moment van de aankoop, maar destijds

niet duidelijk naar voren kwamen. Om gebruik te kunnen maken van deze verlengde garantie dient u contact op te nemen met de erkende dealer bij wie u het apparaat heeft aangeschaft of met het lokale servicecentrum, om hen onmiddellijk, en uiterlijk 60 dagen nadat de productiefout is ontdekt, in te lichten over deze fout.

Hoe kan ik gebruikmaken van de garantieservice? Voor verdere uitleg over het gebruikmaken van de garantieservice en voor contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicecentra, kunt u kijken op www.skinera.eu of e-mail info@skinera.eu.

NL

Wanneer u gebruik wilt maken van de diensten voor klanten, wordt u mogelijk verzocht een formulier in te vullen voor het retourneren van het product en dient u een referentienummer te ontvangen. Ingeval van een gebrek dat om welke reden dan ook niet gedekt wordt door de garantie, kan Invention Works B.V. de verzend- en reparatiekosten op u verhalen indien u ermee heeft ingestemd dat het apparaat op uw kosten gerepareerd zou worden.

Wat wordt niet gedekt door dit garantiebewijs? Deze garantie dekt geen schade die het gevolg is van een ongeval, verkeerd gebruik (waaronder het gebruiken van het apparaat op een andere manier dan beschreven staat in de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing), misbruik, onzorgvuldig onderhoud, oneigenlijk en onverstendig gebruik, waaronder, maar niet daartoe beperkt, commercieel of professioneel gebruik, het toevoegen van onderdelen die niet bij het product werden geleverd, het kwijtmaken van onderdelen, het gebruiken van niet-erkende reserveonderdelen of het blootstellen van het apparaat aan elektrische stroom anders dan de aangegeven stroom. De garantie komt te vervallen indien het apparaat bewerkt is door eenieder die niet erkend is door Invention Works B.V., en Invention Works B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het gevolg is van reparaties uitgevoerd door een

persoon die niet erkend is door Invention Works B.V. De garantie omvat geen vervanging van gebruikte niet-duurzame onderdelen.

AFWIJZING VAN GARANTIE DE UITDRUKKELIJKE GARANTIE UITEENGEZET IN DIT DOCUMENT VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES WAARONDER DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID EN VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DEZE GARANTIE IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING VOOR ENIG DEFECT AAN HET APPARAAT.

BEPERKINGEN IN GEEN GEVAL KAN INVENTION WORKS B.V., ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN OF ERKENDE DEALERS AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, OF VOOR HET BETALEN VAN SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN BOETEKARAKTER OF SMARTENGELD (WAARONDER, MAAR NIET DAARTOE BEPERKT, SCHADE VANWEGE GEBRUIKSDERIVING OF KOSTEN VOOR VERVANGENDE APPARATUUR), ONGEACHT DE JURIDISCHE GRONDSLAG WAAROP DE CLAIM GEBASEERD IS, ZELFS NIET INDIEN ZIJ GEÏNFORMEERD ZOUDEN ZIJN OVER DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE. INGEVAL WORDT GEOORDEELD DAT DE OPLOSSINGEN UITEENGEZET IN DEZE GARANTIE HUN ESSENTIËLE DOEL HEBBEN GEMIST OF INDIEN INVENTION WORKS B.V., ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN OF ERKENDE DEALERS OP WELKE JURIDISCHE GRONDSLAG DAN OOK GEHOUDEN ZIJN TOT HET BETALEN VAN SCHADEVERGOEDING, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN INVENTION WORKS B.V., ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN OF ERKENDE DEALERS IN GEEN GEVAL DE GROOTHANDELSPRIJS VAN ÉÉN ENKEL EXEMPLAAR VAN HET APPARAAT OVERSTIJGEN, WAARBIJ DE PRIJS OP DE DATUM WAAROP DE GROND VOOR DE VORDERING ONTSTAAT, MAATGEVEND IS. U AANVAARDT ALLE RISICO'S EN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR VERLIES, SCHADE OF LETSEL AAN UZELF EN UW BEZITTINGEN, EN AAN ANDEREN EN HUN BEZITTINGEN, DIE RESULTEERT UIT HET GEBRUIK OF VERKEERDE GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN, HET APPARAAT, BEHALVE VOOR ZOVER DIT EEN DIRECT GEVOLG IS VAN DE NALATIGHEID VAN INVENTION WORKS B.V. AAN DEZE GARANTIE KUNT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN ONTLENEN EN MOGELIJK KUNT U OOK AANSPRAAK MAKEN OP ANDERE RECHTEN DIE VARIËREN VAN LAND TOT LAND. SOMMIGE LANDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE, OF IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Verwijdering



Help het milieu te beschermen. Verwijder dit apparaat niet via het huishoudelijk afval en volg de wetten in uw land voor het afvoeren van elektrische producten.

Specificaties

Modelnr.	IN4501
Technologie	Tip op basis van luchtvacuüm
Ingangsvermogen	12 V DC, 0,5 A
Gewicht	110 g
Vervoer en opslag tussen gebruik en opslagomstandigheden	Temperatuur: -40 °C tot +70 °C Relatieve luchtvochtigheid: 10% tot 90% Atmosferische druk: 500 tot 1060 hPa

Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: 10 °C tot 35 °C Relatieve luchtvochtigheid: 30% tot 75% Atmosferische druk: 700 tot 1060 hPa
Adaptermodellen en -classificatie	SAW12-050-2100XX XX verwijst naar het type stekker Ingangsspanning: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,5 A Uitgangsspanning: 12 V - 0.5A
Verwachte levensduur van het apparaat	3 jaar
Naleving	LVD: 2006/95/EG en 2014/35/EU EMC: 2004/108/EG en 2014/30/EU RICHTLIJN 2011/65/EG RoHS REACH-verordening (EG) 1907/2006

Tekens en symbolen



Producten die zijn voorzien van dit symbool voldoen aan de eisen van de Europese richtlijnen.



Klasse III. Het apparaat ontvangt voeding uit een bron met extra lage spanning.



Uitsluitend voor gebruik binnen.



Niet gebruiken in een natte omgeving.



Niet verwijderen samen met het huishoudelijk afval. Verwijderen volgens de regelgeving van uw land ter bescherming van het milieu. Overeenkomstig de WEEE-richtlijn.

Copyright 2017 © Invention Works B.V.

Alle rechten voorbehouden.

Invention Works B.V. behoudt zich het recht voor om haar producten of productspecificaties aan te passen om hun prestaties, betrouwbaarheid of produceerbaarheid te verbeteren.

NL

Índice

Conozca su Skinera Microdermoabrasión.....	79
Contraindicaciones y advertencias	81
No usar el Skinera Microdermoabrasión si:	83
Qué esperar de Skinera Microdermoabrasión	84
Posibles efectos secundarios	84
Antes de su primer tratamiento	85
¡Empiece!.....	87
Mantenimiento y almacenamiento	88
Repuestos y consumibles	90
Resolución de problemas.....	90
Servicio al cliente.....	91
Garantía.....	91
Eliminación.....	95
Especificaciones.....	95
Signos y símbolos	96

Conozca su Skinera Microdermoabrasión

Skinera Microdermoabrasión es un dispositivo eléctrico. Como tal, debe usarse poniendo especial atención en los temas de seguridad. Antes de usar el dispositivo por primera vez, asegúrese de leer todas las advertencias, contraindicaciones y precauciones de seguridad. Es importante que lea y comprenda las instrucciones sobre cómo usar el dispositivo, incluidos los procedimientos posteriores al uso, y que las siga estrictamente. Le recomendamos que se familiarice de nuevo con las instrucciones antes del tratamiento.

Contenido del paquete

El paquete de su Skinera Microdermoabrasión incluye estos elementos.

- 1x Dispositivo Skinera Microdermoabrasión
- 1x Paquete de filtros
- 2x Puntas de tratamiento (fina y gruesa)
- Tapones de goma de repuesto
- Adaptador de CA/CC con cable
- Manual del usuario

Descripción del dispositivo

Skinera Microdermoabrasión es un dispositivo de terapia de acción dual diseñado para el uso en casa. Combina la exfoliación mediante microdermoabrasión y la estimulación por aspiración de la piel.

Exfoliación por microdermoabrasión

- Exfoliación suave, no abrasiva, para conseguir una piel más suave y fresca.
- Ayuda a mejorar el tono, la textura y la elasticidad de la piel.
- Ayuda a reducir la aparición de las manchas causadas por la edad.

- Ayuda a reducir la aparición de líneas delgadas alrededor de los ojos.

Estimulación por aspiración

- Ayuda a estimular para conseguir una piel más suave y de aspecto más joven.
- Hace que algunas impurezas suban a la superficie.
- Recoge las células de piel muerta para su eliminación.

ES

El dispositivo cuenta con una punta de tratamiento (nº 1), tapón de goma (nº 2), filtro (nº 3), botón de control (nº 4), conexión del dispositivo (nº 5), y un adaptador con cable (nº 6). Consulte el diagrama al comienzo de este manual para ver el lugar que ocupa cada función del dispositivo.

Uso previsto

Skinera Microdermoabrasión es un dispositivo que se vende sin receta pensado para exfoliar la capa superior de la piel, para obtener un aspecto más fresco. Está previsto para el tratamiento de:

- Piel envejecida del rostro, cuello y manos
- Líneas faciales delgadas
- Decoloración de la piel
- Manchas oscuras y cicatrices poco profundas
- Piel apagada y dañada por el sol

Este dispositivo está destinado para el auto-tratamiento en casa. No utilice el dispositivo para ningún otro fin que no esté descrito en este manual.

Contraindicaciones y advertencias

Asegúrese de leer cuidadosamente esta sección y tome nota de las advertencias y contraindicaciones.



Este dispositivo no se deberá utilizar en las siguientes personas: niños, menores de 16 años, adultos con capacidad física, sensorial o psicológica limitada, o que no tengan experiencia o conocimiento sobre cómo usar el dispositivo. Se deberá supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el dispositivo.

ES

No utilice Skinera Microdermoabrasión si:



- Padece rosácea.
- Padece alguna afección endocrina no controlada, como diabetes o trastornos de la tiroides.
- Si existen afecciones cutáneas anormales provocadas por la diabetes u otras enfermedades sistémicas o metabólicas.
- Si durante los últimos 3 meses ha recibido tratamientos de radioterapia o quimioterapia, o si existen zonas con posibles malignidades dermatológicas.
- Si ha utilizado medicamentos con prescripción médica sobre su piel en los últimos 6 meses.
- Cualquier otra condición que, en opinión de su médico o dermatólogo, no sea seguro para el tratamiento.

No realice el tratamiento en zonas donde:



- Exista eccema activo, psoriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones (herpes), lunares o verrugas, enfermedades de la piel causadas por enfermedades sistémicas o metabólicas (por ejemplo: diabetes).
- Antecedentes de brotes de herpes.
- Piel con traumatismos o lesiones.
- (Hesapyea tr ene 1 didíao u); cnoa en pxpieolesics bióron rneceieandtae as o ql soul seimn padraots pecociór enl sol, espere 3 días.

Advertencias adicionales

- No utilizar en pezones o genitales.
- No se recomienda su uso más de dos veces por semana.
- Utilice un nivel de succión bajo si siente alguna molestia.
- Detenga su uso inmediatamente si su piel se enrojece demasiado.
- Quítese cualquier tipo de joya antes de realizar un tratamiento.
- Proteja su piel con un factor de protección solar (FPS) de 30 o superior si expone su piel al sol tras el tratamiento.
- Asegúrde usar el dispositivese siempre de to o tocar el enchufener las manos y la piel secas ante del adaptador.
- No lo utilice cerenga el dispositivca de bañeras, duchaso alejado del agua o de líquidos!, lavabos u otros recipientes que contengan agua. No coloque o guarde el

dispositivo donde pueda caerse, empujarse o donde esté cerca de agua o cualquier otro líquido. Hay peligro de electrocución. Desenchufe el dispositivo inmediatamente y no lo vuelva a utilizar.

- Nunca deje el dispositivo encendido cuando no lo utilice. Mantenga el adaptador de CA/CC accesible en todo momento para que pueda ser retirado de la toma fácilmente en caso de emergencia. Desenchufe el dispositivo después de cada uso.
- No lleve el dispositivo sujetándolo por el cable del adaptador de CA/CC.
- Si el dispositivo no funciona correctamente, desenchúfelo de inmediato.
- No intente modificar, abrir ni reparar el dispositivo Skinera Microdermoabrasión. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos y podría sufrir lesiones graves.

No usar el Skinera Microdermoabrasión si:

- El adaptador, adjuntos o accesorios, no son los recomendados por Invention Works B.V.
- El cable o el enchufe del dispositivo están dañados. Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.
- Observa o huele humo al encenderlo.
- El dispositivo no funciona correctamente o parece estar dañado.
- La armazón del dispositivo está agrietada o se separa.
- El dispositivo se ha caído al agua.

En estos casos, póngase en contacto con el Servicio al Cliente.

Qué esperar de Skinera Microdermoabrasión

Durante una sesión del tratamiento, es normal experimentar o notar lo siguiente:

- **Un sonido tipo zumbido del dispositivo:** Esto es la bomba de succión en funcionamiento.
- **Cierto enrojecimiento de la piel:** Este efecto debe desaparecer unas horas después del tratamiento, como máximo en un día.



- Detenga su uso inmediatamente si su piel se enrojece demasiado.
- Consulte con su médico si sufre alguna complicación.

Posibles efectos secundarios

Si sigue las instrucciones completamente y presta atención a todas las advertencias y contraindicaciones, es poco probable que se produzcan complicaciones o efectos secundarios. Todos los procedimientos cosméticos, inclusive los que están diseñados para uso doméstico, conllevan ciertos riesgos. Por lo tanto, es importante que comprenda y acepte los riesgos y complicaciones que pueden surgir.

Reacciones adversas	Riesgo
<p>Enrojecimiento de la piel Puede experimentar una dilatación de los capilares superficiales. Ello puede tener como resultado un cierto enrojecimiento durante unos días. Asimismo, algunos capilares pueden presentar manchas rojas que también desaparecerán con el tiempo. En tales casos, enfríe de inmediato la zona con agua fría.</p>	Bajo
<p>Hematomas Puede experimentar hematomas ligeros que deberían desaparecer tras dos o tres días.</p>	Bajo

Consulte con su médico si sufre síntomas persistentes.

Antes de su primer tratamiento

Para utilizar su Skinera Microdermoabrasión realice los siguientes pasos:

1. Extraiga el dispositivo y el resto de componentes de la caja.
2. Enchufe el cable del adaptador en el conector del dispositivo y conecte el adaptador a un enchufe eléctrico.
3. Revise las recomendaciones sobre cómo usar Skinera Microdermoabrasión en diferentes áreas de tratamiento.

Áreas de tratamiento

Recomendamos que comience con el modo de succión bajo, y suba hasta el modo alto tras usar el dispositivo varias veces. Si siente alguna molestia, trabaje en el área de tratamiento en el modo de succión bajo.

Área de tratamiento	Recomendaciones
Fronte, mejillas y barbilla	Mueva el dispositivo sobre su piel desde el centro hacia afuera y hacia la línea de crecimiento del cabello.
Ojos y nariz	Utilice pasadas cortas ascendentes para el área alrededor de sus cejas. Evite los párpados. Para la zona de la nariz, utilice pasadas descendentes rectas siguiendo la curva de la nariz y el contorno de las mejillas.
Cuello	Utilice pasadas suaves y descendentes, y trabaje sobre toda la superficie del cuello.



Para comenzar, puede trabajar cada zona de dos a cuatro veces. Cuando su piel se acostumbre al tratamiento, puede aumentar a cuatro o seis pases.

Puntas finas y gruesas de Skinera Microdermoabrasión


El dispositivo cuenta con dos puntas de tratamiento. Recomendamos que comience usando la punta fina.

- Utilice la punta fina para tratamiento general o acabado delicado.
- Utilice la punta gruesa para exfoliación profunda.

Para cambiar las puntas:

1. Asegúrese de que el dispositivo no está conectado a la toma eléctrica.

2. Extraiga la punta (nº 1) actual del dispositivo y sustitúyala con la otra punta. Asegúrese de que la punta está firmemente colocada en su lugar antes de usarla.



¡Empiece!

¡En poco tiempo tendrá una piel más fresca y suave! El tratamiento con el Skinera Microdermoabrasión es muy sencillo. Siga estos pasos para cada área que desea tratar. Un tratamiento total debería llevarle unos cinco minutos.

ES

Precauciones recomendadas

- Antes de tratar una zona de su piel por primera vez, realice una prueba en una zona pequeña de la piel. Si no experimenta ninguna reacción adversa, siga adelante y trate esa zona.
- Utilice el modo de succión bajo para sus primeros dos o tres tratamientos.
- Le recomendamos que no utilice el dispositivo más de dos veces por semana.



- Detenga de inmediato el dispositivo si nota alguna molestia.

Pasos de tratamiento

1. Asegúrese de que su piel esté limpia, seca y libre de polvos, cremas o geles.
2. Asegúrese de que el tapón de goma (nº 2), el filtro (nº 3), y la punta (nº 1), están firmemente colocados en su sitio. Para sus primeros tratamientos, asegúrese de usar la punta fina.
3. Pulse el botón de control (nº 4) para encender el dispositivo.

Su Skinera Microdermoabrasión está listo para su uso en modo de succión bajo.

4. Aplique la punta firmemente sobre su piel, de forma que note la succión.
5. Trabaje cada zona como se recomienda en la sección “Áreas de tratamiento”.
6. Para pasar del modo de succión bajo al alto, pulse el botón de control de nuevo.
7. Para apagar el dispositivo tras el tratamiento, pulse brevemente el botón de control una o dos veces, dependiendo del modo de succión que esté utilizando.
8. Desenchufe el dispositivo y guarde Skinera Microdermoabrasión en su caja original. Por favor, consulte la sección “Mantenimiento y almacenamiento”.

ES

Después del tratamiento

- Evite la luz solar directa inmediatamente tras el tratamiento, y aplique factor de protección solar de 30 o superior.
- Quizá desee aplicar una máscara facial, o aplicar una crema de día o de noche.

Mantenimiento y almacenamiento

Es importante limpiar su dispositivo Skinera Microdermoabrasión y guardarlo correctamente después de cada tratamiento.

- Primero, desconecte el dispositivo.
- Para limpiar el dispositivo, utilice un paño limpio y seco. Utilice un fluido de limpieza con un contenido en alcohol no superior al 70%, u otro fluido de limpieza no abrasivo. Nunca use acetona u otros fluidos abrasivos, ya que dañarán su dispositivo.
- Para limpiar la punta, primero extráigala del dispositivo, lávela

con jabón y agua, y séquela completamente.


- Para limpiar el filtro, primero extráigalo del dispositivo, cepille los restos que hayan quedado con un cepillo suave y colóquelo de nuevo en el dispositivo.
- Después de la limpieza, recomendamos que guarde el dispositivo en su caja original.
- Con la excepción de las puntas, nunca sumerja su Skinera Microdermoabrasión en agua.

Sustitución del filtro

El filtro debe limpiarse o sustituirse debido a la acumulación de piel muerta. Recomendamos que haga esto cada varios tratamientos.

Para sustituir el filtro:

1. Extraiga la punta del dispositivo. Verá el tapón de goma y el filtro negro y pequeño.
2. Extraiga el tapón de goma (nº 2), y luego extraiga el filtro (nº 3).
3. Para limpiar el filtro, cepille los restos, y luego vuelva a colocarlo en el dispositivo. Para cambiar un filtro, extraiga el filtro actual e inserte uno nuevo.
4. Coloque el tapón de goma de nuevo en su sitio, luego vuelva a colocar la punta en el dispositivo, asegurándose de que está correctamente conectada.



Sustitución de la punta

Recomendamos que sustituya la punta cada seis meses, o antes si el extremo abrasivo de la punta está dañado.

Repuestos y consumibles

Puede pedir más filtros y puntas en nuestro sitio web: www.inno-webshop.com. Para la sustitución de los tapones de goma o de los adaptadores CC/CA, contacte con el Servicio al Cliente.

Resolución de problemas

ES

No intente abrir ni reparar el dispositivo Skinera Microdermoabrasión. Puede verse expuesto a componentes eléctricos peligrosos que le podrían provocar lesiones graves. Además, la garantía quedaría anulada.

Problema	Comprobaciones
Mi Skinera Microdermoabrasión no se enciende.	Asegúrese de que el adaptador está conectado adecuadamente al dispositivo y está enchufado a una toma de corriente en la pared, y que ha pulsado el botón de control.
No siento succión cuando el dispositivo toca mi piel.	Asegúrese de que el dispositivo está encendido, y compruebe que el filtro, el tapón de goma y la punta están correctamente colocados en el dispositivo.

Solo puede reparar el dispositivo el personal autorizado. En caso de problemas o consultas, comuníquese con el Servicio al Cliente.



- Si el dispositivo falla, desenchúfelo de inmediato.

Servicio al cliente

Visite nuestra página web para más información: www.skinera.eu. Este manual también puede descargarlo en formato PDF en www.skinera.eu.

Contactar con el servicio de atención al cliente para informar de las operaciones o eventos inesperados, o cualquier otro problema con el dispositivo. Nuestros datos de contacto son:

País	Número de servicio	Correo electrónico
Gran Bretaña	0800-3586048	info@skinera.eu
Alemania	04473-3270450	info@skinera.eu
Francia	0800-941298	info@skinera.eu
Países Bajos	0900-0400492	info@skinera.eu
España	807001725	info@skinera.eu
Italia		info@skinera.eu

Garantía

¿Qué cubre esta garantía? Invention Works B.V., sus correspondientes filiales (en lo sucesivo, Invention Works B.V.) o el distribuidor autorizado al que adquirió su producto Skinera™ (en lo sucesivo, el Aparato) repararán o sustituirán el Aparato si se detecta cualquier defecto material causado por Invention Works B.V. en el Aparato durante el periodo de garantía, ya sea en la estructura del Aparato o en su funcionamiento.

¿Quién tiene derecho de garantía en virtud de este certificado de garantía?

Solamente usted, como comprador original del Aparato adquirido a Invention Works B.V. o a sus distribuidores autorizados, tiene derecho a recibir la garantía especificada en este certificado de garantía. Para poder ser beneficiario del servicio de garantía, deberá acreditar que es el comprador original del Aparato presentando el recibo original de compra del mismo. Esta garantía no es una garantía internacional. La presente garantía será válida únicamente en el país en el que se ubique el distribuidor autorizado o la entidad de Invention Works B.V.

ES

¿Qué periodo cubre este certificado de garantía?

La garantía cubre las solicitudes de reparación recibidas en el plazo de un año (1) desde la fecha de compra original del Aparato. Este certificado de garantía no cubrirá las solicitudes de reparación posteriores al periodo de un año (1) desde la fecha de compra original. Las solicitudes de reparación de un Aparato reparado o sustituido deben enviarse en un plazo no superior a: (a) un año (1) desde la fecha original de compra del Aparato o (b) noventa (90) días desde la fecha de envío del Aparato reparado o sustituido, lo que se produzca más tarde. Si su Aparato lleva adherida una pegatina con un periodo de garantía superior al indicado más arriba, se aplicará el periodo de garantía mencionado en la pegatina y el Aparato será reparado o sustituido como parte de la garantía hasta el vencimiento de dicho periodo.

Si usted adquirió el Aparato en un país de la UE, cuenta con un año adicional (de acuerdo con la Directiva de la UE 1999/44) para reclamar por deficiencias o mal funcionamiento de su Aparato, que ya estuvieran presentes en la fecha de la compra, pero que no fueran aparentes en aquel momento, según determine Invention Works B.V. o el distribuidor autorizado. Con el fin de dar validez a la presente garantía ampliada, deberá ponerse en contacto con el

distribuidor autorizado al que adquirió el Aparato o con el centro de servicio local y notificarle de inmediato el defecto de fabricación, como máximo 60 días después de detectarlo.

¿Cómo recibo del servicio cubierto por la garantía? Para obtener más instrucciones sobre cómo obtener el servicio de garantía y para consultar detalles de contacto de los centros de servicio próximos a usted, visite www.skinera.eu, o por correo electrónico a info@skinera.eu.

Cuando se ponga en contacto con los servicios al cliente, se le podrá solicitar que rellene un formulario de devolución del producto y recibirá un número de referencia. En caso de producirse un defecto que no esté cubierto por la garantía por cualquier motivo, Invention Works B.V. podrá cobrarle los gastos de envío y reparación si usted está de acuerdo en reparar el Aparato por su cuenta y riesgo.

¿Qué es lo que no cubre este certificado de garantía? Esta garantía no cubre los daños derivados de un accidente, uso indebido (incluido el uso del Aparato de un modo distinto al descrito en las instrucciones de uso que lo acompañan), uso defectuoso, falta de cuidado razonable, uso irregular e irrazonable, incluyendo, entre otros, el uso comercial o profesional, la adición de piezas no suministradas junto con el Aparato, la pérdida de piezas, el uso de recambios no autorizados o la exposición del Aparato a cualquier corriente eléctrica distinta a la indicada. La garantía se cancelará si el Aparato hubiera sido tratado por cualquiera que no estuviera autorizado por Invention Works B.V. y Invention Works B.V. no será responsable de ningún daño derivado de reparaciones realizadas por cualquiera que no contara con la debida autorización de Invention Works B.V. La garantía no incluye la sustitución de piezas no duraderas.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA LA GARANTÍA EXPRESA ESTABLECIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE OTORGA EN SUSTITUCIÓN DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO. LA PRESENTE GARANTÍA ES EL RECURSO LEGAL ÚNICO Y EXCLUSIVO ANTE CUALQUIER DEFECTO DEL APARATO.

LIMITACIONES EN NINGÚN CASO INVENTION WORKS B.V., SUS FILIALES O DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES, INCIDENTALES O CONSECUENTES (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE USO O COSTES DEL EQUIPO SUSTITUTIVO), SIN TENER EN CUENTA LA TEORÍA LEGAL SOBRE LA QUE SE BASE LA RECLAMACIÓN, INCLUSO AUNQUE SE LES HUBIERA ADVERTIDO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. EN EL CASO DE QUE LOS RECURSOS LEGALES CONTENIDOS EN LA PRESENTE GARANTÍA NO SATISFAGAN SU FINALIDAD ESENCIAL O SI INVENTION WORKS B.V., SUS FILIALES O DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS SON DECLARADOS RESPONSABLES DE DAÑOS EN BASE A CUALQUIER TEORÍA LEGAL, EN NINGÚN CASO INVENTION WORKS B.V., SUS FILIALES O DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS POR IMPORTE SUPERIOR AL PRECIO AL POR MAYOR DE UNA UNIDAD INDIVIDUAL DEL PRODUCTO EN LA FECHA DE LA ACCIÓN LEGAL EN CUESTIÓN. USTED ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES POR PÉRDIDA, DAÑOS O LESIONES QUE LE SOBREVINIERAN A USTED Y A SUS PROPIEDADES, ASÍ COMO A TERCEROS Y SUS PROPIEDADES DERIVADOS DEL USO, EL MAL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR EL APARATO, SALVO EN LA MEDIDA EN QUE ELLO FUERA DIRECTAMENTE IMPUTABLE A LA NEGLIGENCIA DE INVENTION WORKS B.V. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES

ESPECÍFICOS Y USTED PUEDE ESTAR LEGITIMADO ASIMISMO A OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN PAÍS A OTRO. ALGUNOS PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES O DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE LAS ANTERIORES EXCLUSIONES Y LIMITACIONES PUEDE QUE NO SEAN APLICABLES EN SU CASO.

Eliminación



Para proteseiduos domésticosseger el medio ambiente, y asegúrese de seguir la leg. No deseche el dispositivislación de su país con los para la eliminación de dispositivos eléctricos.

ES

Especificaciones

N.º de modelo	IN4501
Tecnología	Punta de llenado de aspiración de aire
Corriente de entrada	12 V CC, 0,5 A
Peso del sistema	110 gr
Transporte y almacenamiento entre usos y condiciones de almacenamiento	Temperatura: -40°C a +70°C Humedad relativa: 10% a 90% Presión atmosférica: 500 a 1060 hPa
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 10°C a 35°C Humedad relativa: 30% a 75% Presión atmosférica: 700 a 1060 hPa
Modelos de adaptador y potencia	SAW12-050-2100XX XX Consulte el tipo de enchufe Entrada: 100-240VAC, 50-60 Hz, 0.5A Salida: 12V, 0.5A

Expectativa de vida útil de los equipos	3 años
Conformidad	LVD: 2006/95/EC y 2014/35/EU EMC: 2004/108/EC y 2014/30/EU Directiva 2011/65/EC RoHS Regulación REACH EC N° 1907/2006

Signos y símbolos

ES



Los productos marcados con este símbolo cumplen los requisitos de la Directiva EU.



Clase III. El aparato se alimenta de una fuente de alimentación de tensión extra baja.



Para uso en interiores únicamente.



No utilizar en ambientes húmedos.



No eliminar con su basura doméstica. Eliminar de acuerdo con la legislación de su país y ayude a proteger el medio ambiente. Cumple la Directiva WEEE.

Derechos de autor 2017 © Invention Works B.V.
Todos los derechos reservados.

Invention Works B.V. se reserva el derecho a modificar sus productos o especificaciones de los productos para mejorar su rendimiento, fiabilidad o viabilidad de fabricación.

Indice

Conoscere Skinera Microdermabrasion.....	98
Controindicazioni e avvertenze.....	99
Non usare Skinera Microdermabrasion se:.....	102
Cosa aspettarsi da Skinera Microdermabrasion.....	102
Potenziati effetti indesiderati	103
Prima del primo trattamento.....	104
Per iniziare!	105
Manutenzione e conservazione	106
Ricambi e consumabili	108
Risoluzione dei problemi.....	108
Servizio di assistenza clienti.....	109
Garanzia.....	109
Smaltimento	113
Caratteristiche tecniche.....	113
Segni e simboli	114

Conoscere Skinera Microdermabrasion

Skinera Microdermabrasion è un dispositivo elettrico. In quanto tale deve essere usato con particolare attenzione alla sicurezza. Prima di usare il dispositivo per la prima volta, leggere ogni avvertenza, controindicazione e precauzione di sicurezza. È importante leggere e comprendere le istruzioni su come usare il dispositivo, incluse le procedure da seguire dopo averlo utilizzato, e seguirle scrupolosamente. Raccomandiamo all'utente di familiarizzare nuovamente con le istruzioni d'uso prima di ogni trattamento.

Contenuto della confezione

La confezione di Skinera Microdermabrasion include i seguenti elementi.

- 1 x Dispositivo Skinera Microdermabrasion
- 1 x Confezione di filtri
- 2 x punte per il trattamento (fine e ruvida)
- Cappucci di gomma di ricambio
- Adattatore CA/CC con cavo
- Manuale operativo

Descrizione del dispositivo

Skinera Microdermabrasion è un dispositivo per doppia azione terapeutica progettato per uso domestico. Combina esfoliazione microdermoabrasiva e stimolazione a vuoto della pelle.

Esfoliazione microdermoabrasiva

- Esfoliazione delicata, non abrasiva, che consente di avere una pelle più liscia e fresca.
- Contribuisce a migliorare tono, texture ed elasticità della pelle.
- Contribuisce a ridurre l'aspetto delle macchie dell'età.
- Contribuisce a ridurre l'aspetto delle piccole rughe intorno agli occhi.

Stimolazione a vuoto

- Contribuisce a stimolare la pelle per renderla più morbida e dall'aspetto più giovanile.
- Porta in superficie alcune impurità.
- Rimuove le cellule epiteliali morte.

Il dispositivo dispone di punta per il trattamento (n.1), cappuccio di gomma (n.2), filtro, (n.3), pulsante di comando (n.4), connettore del dispositivo (n.5) e adattatore con cavo. (n.6). Per individuare la posizione di ogni caratteristica del dispositivo, fare riferimento allo schema sulla copertina di questo manuale.

Uso previsto

Skinera Microdermabrasion è un dispositivo di libera vendita per l'esfoliazione dello strato superficiale della pelle, per un aspetto più fresco. È progettato per il trattamento di:

- Invecchiamento della pelle di viso, collo e mani
- Rughe facciali sottili
- Scolorimento cutaneo
- Macchie scure e cicatrici poco profonde
- Pelle spenta e danneggiata dal sole

Il dispositivo è progettato per l'autotrattamento in ambiente domestico. Non usare per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale.

Controindicazioni e avvertenze

Assicurarsi di leggere attentamente questa sezione e prendere nota delle avvertenze e delle controindicazioni.

Questo dispositivo non deve essere utilizzato da: bambini, ragazzi di età inferiore a 16 anni, adulti



con capacità fisiche, sensoriali o psicologiche limitate, ovvero persone che manchino di esperienza o conoscenze sul suo utilizzo. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con il dispositivo.

Non usare Skinera Microdermabrasion in caso di:



- Rosacea.
- Disturbi endocrini mal controllati, come diabete e disturbi tiroidei.
- Condizioni cutanee anormali causate da diabete oppure da altre malattie sistemiche o metaboliche.
- Trattamenti radioterapici o chemioterapici ricevuti negli ultimi 3 mesi, oppure aree cutanee con neoplasie potenzialmente maligne.
- Applicazione sulla pelle di farmaci a prescrizione medica negli ultimi 6 mesi.
- Qualsiasi altra condizione che, a parere del medico o del dermatologo, renderebbe non sicuro il trattamento.

Non trattare aree che hanno:



- Eczema attivo, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni (herpes labiale), nei o verruche, pelle con caratteristiche anomale dovute a malattie sistemiche o metaboliche (ad es. diabete).
- Una storia di focolai erpetici.
- Pelle traumatizzata o ferita.
- Pelle di recente esposta al sole senza protezione (aspettare un giorno); per pelle abbronzata o scottata aspettare 3 giorni.

Avvertenze aggiuntive



- Non applicare su capezzoli o genitali.
- Si raccomanda l'uso non più di due volte alla settimana.
- Se si avverte fastidio, usare la modalità a bassa aspirazione.
- Interrompere immediatamente il trattamento in caso di pelle molto rossa.
- Togliere tutti i gioielli prima del trattamento.
- Proteggere la pelle con SPF 30 o superiore se la si espone al sole dopo un trattamento.
- Assicurarsi sempre che le mani e la pelle siano asciutti prima di mettere in funzione il dispositivo o di toccare la spina dell'adattatore.
- Tenere il dispositivo lontano dall'acqua o dai liquidi! Non usare in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua. Non lasciare o conservare il dispositivo in posizioni dalle quali possa adere o essere spinto, né in posizioni vicine all'acqua o qualsiasi altro liquido. Sussiste il rischio di folgorazione. Scollegare immediatamente la presa e non utilizzarlo nuovamente.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito quando è inserito in una presa. Assicurarsi che l'adattatore CA/CC sia sempre accessibile, in modo che possa essere estratto facilmente dalla presa in caso di emergenza. Scollegare immediatamente il dispositivo dalla presa dopo l'uso.
- Non trasportare il dispositivo tenendolo per

- il cavo dell'adattatore CA/CC.
- Se il dispositivo non funziona bene, scollegarlo immediatamente.
- Non tentare di modificare, aprire o riparare il dispositivo Skinera Microdermabrasion. Sussiste il rischio di esporsi a componenti elettrici pericolosi e di causare gravi danni fisici.

Non usare Skinera Microdermabrasion se:

- L'adattatore, le applicazioni e gli accessori non sono consigliati da Invention Works B.V.
- La spina o il cavo di alimentazione elettrica sono danneggiati. Mantenere il cavo lontano da superfici calde.
- Durante l'uso si avverte odore di fumo.
- Il dispositivo non funziona bene o se sembra danneggiato.
- L'involucro esterno del dispositivo è incrinato o spaccato.
- Il dispositivo è caduto nell'acqua.

In questi casi, interpellare il servizio di assistenza clienti.

Cosa aspettarsi da Skinera Microdermabrasion

Durante il trattamento è normale avvertire o accorgersi di:

- **Un ronzio dal dispositivo:** si tratta della pompa di aspirazione in funzione.
- **Pelle leggermente arrossata:** dovrebbe diminuire entro poche ore, o entro un giorno.



- Interrompere immediatamente il trattamento in caso di pelle molto rossa.
- Se si presentano complicanze contattare il medico.

Potenziali effetti indesiderati

Se ci si attiene con precisione alle istruzioni e si presta attenzione a ogni avvertenza e controindicazione, complicanze ed effetti indesiderati sono eventi rari. Qualsiasi procedura cosmetica, comprese quelle progettate per l'uso domestico, comporta sempre un certo grado di rischio. Per questo motivo, è importante comprendere e accettare possibili rischi e complicanze.

IT

Reazione avversa	Rischio
Rossore cutaneo Potrebbe verificarsi la dilatazione dei capillari sanguigni superficiali. Ciò potrebbe provocare rossore per alcuni giorni. Inoltre alcuni capillari potrebbero presentare macchie rosse che spariranno col tempo. In tali casi raffrescare immediatamente l'area con acqua fresca.	Basso
Lividi Potrebbero presentarsi leggeri lividi che dovrebbero scomparire nel giro di 2-3 giorni.	Basso

Se si presentano sintomi persistenti contattare il medico.

Prima del primo trattamento

L'uso di Skinera Microdermabrasion prevede le seguenti fasi:

1. Estrarre il dispositivo e gli altri componenti dalla confezione.
2. Collegare il cavo dell'adattatore al connettore del dispositivo e inserire l'adattatore nella presa elettrica.
3. Rivedere le raccomandazioni su come usare Skinera Microdermabrasion sulle diverse aree di trattamento.

IT

Aree di trattamento

Si raccomanda di iniziare con la modalità a bassa aspirazione e di spostarsi alla modalità ad alta aspirazione dopo alcuni usi. Se si avverte fastidio, usare la modalità a bassa aspirazione sull'area di trattamento.

Area di trattamento	Raccomandazioni
Fronte, guance e mento	Muovere il dispositivo sulla pelle dal centro verso l'esterno e verso l'attaccatura dei capelli.
Occhi e naso	Per l'area attorno alle sopracciglia fare piccoli movimenti verso l'alto. Evitare le palpebre. Per l'area del naso fare piccoli movimenti verso il basso seguendo la curva del naso e il contorno degli zigomi.
Collo	Trattare tutta l'area del collo con movimenti morbidi verso il basso.



Per cominciare, trattare ciascuna area 2-4 volte. Quando la pelle è abituata al trattamento è possibile aumentare a 4-6 passate.


Punta fine e punta ruvida di Skinera Microdermabrasion

Il dispositivo ha due punte per il trattamento. Si raccomanda di iniziare con la punta fine.

- Utilizzare la punta fine per un trattamento generale o per una finitura delicata.
- Utilizzare la punta ruvida per un'esfoliazione decisa.

Per cambiare le punte:

1. Assicurarsi che il dispositivo non sia collegato a una presa elettrica.
2. Rimuovere la punta (n.1) attuale dal dispositivo e sostituirla con l'altra punta. Assicurarsi che la punta sia saldamente in posizione prima dell'uso.



Per iniziare!

Sei sulla buona strada per una pelle più fresca e liscia! Il trattamento con Skinera Microdermabrasion è semplice. Segui queste fasi per ciascuna area che desideri trattare. Un trattamento completo dovrebbe richiedere circa 5 minuti.

Precauzioni consigliate

- Prima di trattare un'area per la prima volta, fare un test a campione su una piccola area di pelle. Se non si presentano reazioni avverse, è possibile proseguire e trattare quell'area.
- Utilizzare la modalità a bassa aspirazione per i primi 2-3 trattamenti.
- Consigliamo di non utilizzare il dispositivo più di due volte alla settimana.



- Fermarsi immediatamente se si avverte fastidio.

Fasi di trattamento

1. Assicurarsi che la pelle sia pulita, asciutta e priva di polveri, creme o gel.
2. Assicurarsi che il cappuccio di gomma (n.2), il filtro (n.3) e la punta (n.1) siano saldamente in posizione. Per i primi trattamenti assicurarsi di usare la punta fine.
3. Per accendere il dispositivo, premere il pulsante di comando (n.4). Skinera Microdermabrasion è pronto per essere utilizzato in modalità a bassa aspirazione.
4. Applicare con fermezza la punta alla pelle per sentire l'aspirazione.
5. Trattare ciascuna area come raccomandato nella sezione "Aree di trattamento".
6. Per spostarsi dalla modalità a bassa aspirazione a quella ad alta aspirazione, premere nuovamente il pulsante di comando.
7. Per spegnere il dispositivo dopo il trattamento, premere rapidamente il pulsante di comando una o due volte, a seconda della modalità di aspirazione impostata.
8. Scollegare il dispositivo dalla presa e riporre Skinera Microdermabrasion nella confezione originale. Consultare la sezione "Manutenzione e conservazione".

Dopo il trattamento

- Evitare la luce diretta del sole subito dopo il trattamento e applicare un fattore solare SPF 30 o superiore.
- È possibile che si desideri applicare una maschera facciale, o una crema da giorno o da notte.

Manutenzione e conservazione

Dopo ogni sessione di trattamento, è importante pulire il dispositivo Skinera Microdermabrasion e riporlo correttamente.


- Per prima cosa, scollegare il dispositivo dalla presa.
- Pulire il dispositivo con un panno asciutto e pulito. Utilizzare un detergente con meno del 70% di alcool, oppure un altro detergente non abrasivo. Non usare mai acetone o altri fluidi abrasivi, perché danneggerebbero il dispositivo.
- Per pulire la punta, per prima cosa rimuoverla dal dispositivo, lavarla con acqua e sapone, quindi asciugarla completamente.
- Per pulire il filtro, per prima cosa rimuoverlo dal dispositivo, spazzolare qualunque detrito con una spazzola morbida, quindi reinserirlo nel dispositivo.
- Dopo la pulizia, conservare il dispositivo nella sua confezione originale.
- Non immergere mai Skinera Microdermabrasion in acqua, ad eccezione delle punte.

Sostituzione del filtro

Il filtro deve essere pulito o sostituito a causa degli accumuli di pelle rimossa. Si raccomanda di effettuare tale manutenzione dopo pochi trattamenti.

Per sostituire il filtro:

1. Rimuovere la punta dal dispositivo. Saranno quindi visibili il cappuccio di gomma e il piccolo filtro nero.
2. Rimuovere il cappuccio di gomma (n.2), quindi rimuovere il filtro (n.3).
3. Per pulire il filtro, spazzolare via qualunque detrito, quindi reinserirlo nel dispositivo. Per sostituire un filtro, rimuovere il filtro attuale e inserirne uno nuovo.
4. Rimettere il cappuccio di gomma in posizione, quindi reinserire la punta sul dispositivo, assicurandosi che sia saldamente collegata.



Sostituzione della punta

Si raccomanda di sostituire la punta ogni sei mesi oppure prima, se la parte finale abrasiva della punta è danneggiata.

Ricambi e consumabili

È possibile ordinare più filtri e punte sul nostro sito web: www.inno-webshop.com. Per cappucci di gomma o adattatori CA/CC di ricambio, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

IT

Risoluzione dei problemi

Non tentare di aprire o riparare Skinera Microdermabrasion. Sussiste il rischio di esporsi a componenti elettrici pericolosi e di causare gravi danni fisici. Inoltre, ciò renderebbe non valida la garanzia.

Problema	Verifica
Il mio Skinera Microdermabrasion non si avvia.	Verificare che l'adattatore sia correttamente collegato al dispositivo, che sia inserito in una presa elettrica a muro e di aver premuto il pulsante di comando.
Non sento alcuna aspirazione quando il dispositivo tocca la mia pelle.	Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e verificare che filtro, cappuccio di gomma e punta siano posizionati correttamente nel dispositivo.

Le riparazioni sono consentite solo al personale autorizzato. Rivolgersi a servizio di assistenza clienti.



- Se il dispositivo non funziona bene, scollegarlo immediatamente.

Servizio di assistenza clienti

Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.skinera.eu.
È possibile anche scaricare questo manuale in formato PDF dal sito: www.skinera.eu.

Contattare il servizio di assistenza clienti per riferire operazioni o eventi non previsti, o qualunque altro problema con il dispositivo. I nostri contatti sono i seguenti:

País	Numero del servizio di assistenza	E-mail
Gran Bretagna	0800-3586048	info@skinera.eu
Germania	04473-3270450	info@skinera.eu
Francia	0800-941298	info@skinera.eu
Paesi Bassi	0900-0400492	info@skinera.eu
Spagna	807001725	info@skinera.eu
Italia		info@skinera.eu

Garanzia

Cosa copre questa garanzia? Invention Works B.V., i suoi affiliati riconosciuti (di seguito: Invention Works B.V.), ovvero i suoi rivenditori autorizzati, presso cui è stato acquistato il prodotto Skinera™ (di seguito: Dispositivo), s'impegnano a riparare, o sostituire, il Dispositivo qualora questi, durante il periodo di garanzia, evidenzino qualsivoglia difetto materiale, imputabile a Invention Works B.V., rilevabile nella struttura o nel funzionamento di detto Dispositivo. Chi ha diritto a usufruire della garanzia in virtù del presente

certificato? Ha diritto a usufruire della garanzia qui certificata soltanto l'acquirente originale del Dispositivo, che lo abbia acquistato direttamente da Invention Works B.V. o da suoi rivenditori autorizzati. Per avere diritto al servizio di garanzia, è necessario che il soggetto interessato, tramite presentazione di ricevuta originale d'acquisto, fornisca prova di essere l'acquirente originale del Dispositivo. La presente garanzia non è estensibile a livello internazionale. La garanzia avrà valore soltanto nel Paese in cui risiede il rivenditore autorizzato, o il soggetto Invention Works B.V.

Qual è la durata del periodo di copertura in garanzia? La garanzia copre le richieste di riparazione pervenute entro un (1) anno dalla data originale d'acquisto del Dispositivo. Le richieste di riparazione pervenute dopo un (1) anno dalla data d'acquisto, non saranno coperte dal presente certificato di garanzia. Le richieste di riparazione riguardanti un Dispositivo già riparato o sostituito devono essere presentate non più tardi di: (a) un (1) anno dalla data originale d'acquisto del Dispositivo, ovvero (b) novanta (90) giorni dalla data di restituzione all'acquirente del Dispositivo riparato o sostituito, secondo l'eventualità ultima a verificarsi. Se il Dispositivo reca un'etichetta adesiva su cui è specificato un periodo di garanzia più lungo di quello qui esposto, detto periodo prevarrà, e il Dispositivo potrà essere riparato o sostituito in garanzia fino alla scadenza di detto periodo.

Se si acquista un Dispositivo in un Paese della UE, si può usufruire di un anno di tempo aggiuntivo (secondo la Direttiva UE 1999/44) per reclamare carenze o malfunzionamenti del Dispositivo che, come accertato da Invention Works B.V. o dai suoi rivenditori autorizzati, pur presenti al momento dell'acquisto, non fossero allora visibili. Perché la garanzia estesa sia valida, occorrerà contattare il rivenditore autorizzato che ha venduto il Dispositivo, ovvero il centro di assistenza locale, per notificare, prima possibile e comunque non oltre 60 giorni dal rinvenimento,

il difetto di fabbricazione riscontrato.

Come ottenere il servizio d'assistenza in garanzia? Per ulteriori istruzioni sull'ottenimento d'assistenza in garanzia e per i dettagli di contatto dei centri d'assistenza più vicini, visitare il sito: www.skinera.eu, o e-mail info@skinera.eu.

Quando si interpella il servizio d'assistenza, al cliente potrà essere richiesto di compilare un modulo di restituzione prodotto e cui corrisponderà uno specifico numero di riferimento. Se, per qualsiasi motivo, il difetto riscontrato non fosse coperto da garanzia, Invention Works B.V. potrà addebitare al cliente i costi di spedizione e di riparazione, qualora lo stesso cliente desiderasse comunque procedere alla riparazione del Dispositivo.

Cosa non è coperto da questa garanzia? Questa garanzia non copre alcun danno proveniente da incidente, cattivo uso (incluso l'impiego del Dispositivo in modo diverso da quanto indicato nelle istruzioni d'uso), utilizzo anche se difettoso, incuria, impiego non regolare e irragionevole, compreso, senza limitazioni, quello finalizzato a scopi commerciali o professionali, l'aggiunta di componenti non forniti con il Dispositivo, lo smarrimento di componenti, l'impiego di parti di ricambio non autorizzate, e l'esposizione del Dispositivo a corrente elettrica diversa da quella indicata. Qualora il Dispositivo venisse manipolato da soggetti non autorizzati da Invention Works B.V., la garanzia risulterà invalidata. Inoltre, Invention Works B.V. non potrà essere ritenuta responsabile dei danni causati da riparazioni effettuate da soggetti non autorizzati da essa stessa. La garanzia non include la sostituzione delle parti usurabili.

ESCLUSIONE DI GARANZIA A GARANZIA ESPLICITA DEFINITA IN QUESTO DOCUMENTO SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA, COMPRESSE QUELLE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI. QUESTA GARANZIA È IL SOLO ED ESCLUSIVO RIMEDIO PER QUALSIASI DIFETTO DEL DISPOSITIVO.

LIMITAZIONI IN NESSUN CASO INVENTION WORKS B.V., I SUOI AFFILIATI, O I RIVENDITORI AUTORIZZATI, POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI INDIRETTI, SPECIALI, PUNITIVI, ESEMPLARI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, DANNI DA PERDITA D'USO O ONERI PER APPARECCHIATURE SOSTITUTIVE), INDIPENDENTEMENTE DALLA TESI LEGALE SU CUI SI BASA LA RICHIESTA, ANCHE SE INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI DETTI DANNI. NEL CASO IN CUI I RIMEDI STABILITI IN QUESTA GARANZIA SIANO RITENUTI INADEGUATI AGLI SCOPI CUI SONO DIRETTI, OVVERO SE, IN BASE A QUALSIVOGLIA TESI LEGALE, INVENTION WORKS B.V., I SUOI AFFILIATI, O I SUOI DISTRIBUTORI AUTORIZZATI VENISSE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI, IN NESSUN CASO DETTA RESPONSABILITÀ PER DANNI, ASCRIVIBILE A INVENTION WORKS B.V., AI SUOI AFFILIATI, O AI SUOI DISTRIBUTORI AUTORIZZATI, POTRÀ ECCEDERE IL PREZZO DI VENDITA ALL'INGROSSO DI UNA SINGOLA UNITÀ DEL PRODOTTO. IL CLIENTE SI ASSUME OGNI RISCHIO E RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE A PERDITA, DANNO O LESIONE DIRETTI A SÉ E AI PROPRI BENI, COSÌ COME AD ALTRI E AGLI ALTRUI BENI, DERIVANTI DA USO IMPROPRIO E/O INCAPACITÀ ALL'USO DEL DISPOSITIVO, FATTA ECCEZIONE PER QUANTO DIRETTAMENTE IMPUTABILE A NEGLIGENZA DI INVENTION WORKS B.V. LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE AL CLIENTE SPECIFICI DIRITTI LEGALI. AD ESSI POTREBBERO AGGIUNGERSENE DI ALTRI IN BASE A NORMATIVE CHE VARIANO DA PAESE IN PAESE. ALCUNI PAESI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI DIRETTI O INDIRETTI,

NÉ GARANZIE IMPLICITE. IN TAL CASO, LE ESCLUSIONI DI CUI SOPRA, POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI.

Smaltimento



Contribuiamo a proteggere l'ambiente. Non smaltire tra i rifiuti domestici attenersi alla normativa relativa allo smaltimento di prodotti elettrici vigente nel proprio Paese.

Caratteristiche tecniche

IT

N. del modello	IN4501
Tecnologia	Punta sottovuoto
Alimentazione in ingresso	12 V CC, 0,5 A
Peso del sistema	110 gr
Trasporto e conservazione nel rispetto delle condizioni d'uso e conservazione	Temperatura: da -40 a +70°C Umidità relativa: da 10 a 90% Pressione atmosferica: da 500 a 1.060 hPa
Condizioni operative	Temperatura: da 10 °C a 35 °C Umidità relativa: da 30 a 75% Pressione atmosferica: da 700 a 1.060 hPa
Modelli di adattatore e valori nominali	SAW12-050-2100XX XX fa riferimento al tipo di presa Ingresso: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,5 A Uscita: 12 V, 0,5 A

Vita utile prevista per il dispositivo	3 anni
Conformità	LVD: 2006/95/EC e 2014/35/EU EMC: 2004/108/EC e 2014/30/EU Direttiva 2011/65/EC RoHS Regolamento REACH EC N. 1907/2006

Segni e simboli



I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti delle direttive UE.



Classe III. Il dispositivo utilizza una fonte di alimentazione elettrica a bassissima tensione.



Solo per uso indoor.



Non utilizzare in ambienti umidi.



Non smaltire tra i rifiuti domestici. Smaltire conformemente alla normativa nazionale per contribuire a proteggere l'ambiente. Conforme alla direttiva WEEE.

Copyright 2017 © Invention Works B.V.
Tutti i diritti riservati.

Invention Works B.V. si riserva il diritto di modificare questo prodotto o le sue caratteristiche per migliorare le prestazioni, l'affidabilità o il processo di produzione.

1804_007_MULTI

Invention Works B.V.
info@skinera.eu

Donk 1B
2991 LE Barendrecht
The Netherlands

